

ファイバーポストチェッカー



- ・ファイバーポストの直径 $(1.0 \cdot 1.2 \cdot 1.4 \cdot 1.6)$ のうち、どのサイズが最も適しているかを検討するためのインスツルメントです。
- ・3mm毎の目盛りが付与されていることで、築造窩洞の深さを確実に把握することができ、ファイバーポストの長さを定めることが可能です。
- ・ファイバーポストでの試適が不要となり、唾液等による汚染が避けられます。



α 1.0mm

o *ω*1.4mm



1.0-1.2

コード No.08081 標準価格 4,400円

1.4-1.6

コード No.08082 標準価格 4,400円

【試適前】



【 Φ1.0のファイバーポストチェッカーで試滴 】






- ・ガッタパーチャが充填されている上部=ファイバーポストの窩底部となる 箇所とインスツルメントに隙間がない事をご確認ください。
- ・根管の形状が原因で隙間ができてしまう場合は、別のサイズのチェッカーで "試適"*してください。
- ※本来はファイバーポスト本体で試適を行う為、当該品で行う同じ行為を ここでは "試適"と表現しております。





写真提供:渥美 克幸 先生(デンタルクリニックK 院長)

【ファイバーポストチェッカー サイズ表】



最先端径(A)	テーパー距離 (B)	径 (C)
ф0.3mm	2mm	ф1.0mm
ф0.5mm	2mm	φ1.2mm
ф0.7mm	2mm	φ1.4mm
ф0.9mm	2mm	φ1.6mm

※目盛りは3mm毎に付与されています。



・グラスファイバーポストを切りたい長さに、簡単にカットできます。



穴径 (mm) ф0.8 ф1.05 φ1.25 φ1.5 φ1.65 φ2.1



- ・カットしたグラスファイバーポストはホルダーに入るため、飛び散りません。
- ・目盛りで切りたい長さを確認しながらカットできます。 (範囲/5mm~15mm)

⊐-ド No.08071 標準価格 16,000円

※ホルダー/材質 TPX 耐熱温度160℃



根管充填ピンセット



ロック付 コード No.11316 標準価格 6,800円

医療機器届出番号 11B1X1000636D103 一般的名称 歯科治療用ピンセット 販売名 根管充填ピンセット

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2025年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM 製造販売元

発売株式会社モリタ

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525 TEL03-3834-6161 http://www.dental-plaza.com/