


ペリオプローブ 丸柄




- 9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- 先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。




2

コード No.09502
標準価格 **4,800円**
先端径／φ0.45mm




4

コード No.09504
標準価格 **4,800円**
先端径／φ0.45mm



5

コード No.09505
標準価格 **4,800円**
先端径／φ0.45mm



6

コード No.09506
標準価格 **4,800円**
先端径／φ0.45mm

ハンドル径／9.5mm

ペリオプローブ 丸柄 #6



写真提供：
築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院
専門医療クリニック天神 院長)

ペリオプローブ 丸柄 #5



写真提供：
川崎 律子 歯科衛生士
(長谷川歯科医院)

ペリオプローブ

- ・先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ・先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。



[#2 臨床動画]



[#7 臨床動画]

ハンドル径／5.0mm

1

コード No.09510
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.45mm

ハンドル径／5.0mm

2

コード No.09550
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.45mm

写真提供：林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)

ハンドル径／5.0mm

4

コード No.09554
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.45mm

ハンドル径／5.0mm

5

コード No.09555
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.45mm

ハンドル径／5.0mm

チタン製 # 5

コード No.09575
標準価格 **5,850**円
先端径／φ0.45mm

●インプラントメインテナンス用

ハンドル径／5.0mm

6

コード No.09557
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.45mm

ハンドル径／5.0mm

7

コード No.09558
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.45mm

写真提供：横田 美保 歯科衛生士
(本多歯科医院)

ペリオプローブ

- ・先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。



[WHO臨床動画]



[分岐部用 臨床動画]

WHO(ウルトラ)

コード No.09556
標準価格 **4,800**円
先端径／φ0.5mm

●変形・破損せず、長期間使用できます。
▶超弾性金属（ニッケルチタン）製

ハンドル径／3.5mm

写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士
(フリーランス)

WHO

コード No.09551
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.5mm

ハンドル径／3.5mm

CPITN-C

コード No.09552
標準価格 **4,400**円
先端径／φ0.5mm

ハンドル径／3.5mm

平形

コード No.09520
標準価格 **4,400**円
先端径／幅 0.8mm 厚さ 0.4mm

ハンドル径／5.0mm

分岐部用

コード No.09202
標準価格 **4,750**円
先端径／φ0.6mm

●根分岐部へ挿入しやすい形状です。

ハンドル径／5.0mm

写真提供：三木 和子 歯科衛生士
(天川デンタルオフィス外苑前)

グラムプローブ

- ・20～25gで加重すると、ピンに触れるようになっています。

ハンドル径／7.0mm

2

コード No.09204
標準価格 **6,800**円
先端径／φ0.45mm

5

コード No.09203
標準価格 **6,800**円
先端径／φ0.45mm

CPITN-C

コード No.09205
標準価格 **6,800**円
先端径／φ0.5mm

カラープローブ

ポイント式




【#2 臨床動画】


- 樹脂製のため、インプラントや補綴物を傷つけません。
- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。

1/1


※材質 PPSU 耐熱温度200℃



2 コード No.23522
標準価格 **6,000円** (5入)
先端径／φ0.45mm



4 コード No.23524
標準価格 **6,000円** (5入)
先端径／φ0.45mm





5 コード No.23525
標準価格 **6,000円** (5入)
先端径／φ0.45mm



写真提供：
林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)



写真提供：
長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)



医療機器届出番号 11B1X1000664D007 一般の名称 歯周ポケットプローブ 販売名 カラープローブ ポイント式

ミラーハンドル

スケール付



1/1



グリーン コード No.13118
標準価格 **600円**



ブルー コード No.13119
標準価格 **600円**



ピンク コード No.13120
標準価格 **600円**

医療機器届出番号 11B1X1000625D003 一般の名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2025年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/