


矯正
Orthodontics



-Utility Pliers - ユーティリティプライヤー



ND-502 L
ホー

コード No.22152
標準価格 **14,740**円



ND-502 S
ホー

コード No.22155
標準価格 **14,740**円



ND-504
ユーティリティ

コード No.22154
標準価格 **14,740**円

-Bending Pliers - ベンディングプライヤー



ND-401
ピーソ

コード No.22141
標準価格 **14,740**円



ND-402
ヤング

コード No.22142
標準価格 **14,740**円
ワイヤー曲げ許容径 .040"



ND-403
ツイード アーチ

コード No.22143
標準価格 **14,740**円
ワイヤー曲げ許容径 .022"×.028"



ND-405
ツイード ループ

コード No.22145
標準価格 **14,740**円
ワイヤー曲げ許容径 .022"×.028"



ND-407
スリージョー

コード No.22147
標準価格 **14,740**円
ワイヤー曲げ許容径 .036"



ND-409
スナブノウズ

コード No.22149
標準価格 **14,740**円
ワイヤー曲げ許容径 .036"

-Bending Pliers - ベンディングプライヤー



ND-419
キム

コード No.22159
標準価格 **26,620**円
※超硬付
ワイヤー曲げ許容径 .016"×.022"
切断許容径 .020"



ND-420
ライトワイヤー カッター付

コード No.22160
標準価格 **22,660**円
※超硬付
ワイヤー曲げ許容径 .020"
切断許容径 .020"

-Contouring Pliers - コンタリングプライヤー



ND-202 L
バンド コンタリング

コード No.22102
標準価格 **15,950**円



ND-204
バンド マージン

コード No.22104
標準価格 **14,740**円

-Banding Pliers - バンディングプライヤー



ND-303
バンド リムービング

コード No.22133
標準価格 **14,740**円



別 売



ピークチップ

コード No.90436
標準価格 **1,490**円 (3入)



※材質 PEEK 耐熱温度260℃




ND-605
コード No.22606
標準価格 **24,160**円
※超硬付

切断許容径 .012"
(φ0.30mm)まで



ND-605B
コード No.22607
標準価格 **24,160**円
※超硬付

切断許容径 .014"
(φ0.35mm)まで




●先端部に10° の角度がついており、
カットの際に視野確保ができます。



ND-606S
コード No.22610
標準価格 **29,700**円
※超硬付

切断許容径
●ラウンドワイヤー .012"~.026"
■レクトワイヤー .016"×.016"~.022"×.028"



ND-606L
コード No.22611
標準価格 **31,680**円
※超硬付

切断許容径
●ラウンドワイヤー .012"~.026"
■レクトワイヤー .016"×.016"~.022"×.028"

ワイヤーカッター



1/1



YS-601 新型 コード No.22601
標準価格 **12,430円**
切断許容径 .032"(ϕ 0.80mm)



YS-602 KI型 コード No.22602
標準価格 **12,430円**
切断許容径 .045"(ϕ 1.10mm)



YS-603 スタンダード コード No.22603
標準価格 **9,350円**
切断許容径 .048"(ϕ 1.20mm)



医療機器届出番号 11B1X1000639D103
一般的名称 歯科矯正用プライヤー 販売名 ワイヤークッターYS

インスツルメントオイル (防錆剤入)

プライヤー類のメンテナンスに！

- プライヤー、カッターなどの可動部（ジョイント部）を有するインスツルメントには動きを維持するため、定期的に注油を行って下さい。油切れを起こすと機能を損なう恐れがあります。また、防錆剤により、錆びやすいジョイント部からの錆びの発生を防ぎます。
- インスツルメントを洗浄後、オートクレーブ前に少量塗布して下さい。




タイングプライヤー



1/1



YS-506
コード No.22506
標準価格 **26,620円**
スタイナータイプ



YS-508
コード No.22508
標準価格 **16,060円**


[臨床動画]



[臨床動画]



YS-507
コード No.22507
標準価格 **34,920円**
クーンタイプ



医療機器届出番号 11B1X1000658D201
一般的名称 歯科矯正用結さつ器 販売名 タイングプライヤー

リガチャーインスツルメント



1/1



YS-704A コード No.22754
標準価格 **6,440**円
ツイスター



YS-704B コード No.22755
標準価格 **3,800**円



YS-704 コード No.22704
標準価格 **4,510**円

医療機器届出番号 11B1X1000658D202
一般的名称 歯科矯正用結さつ器 販売名 リガチャーインスツルメント

バンドプッシャー YS-701



1/1



コード No.22753
標準価格 **10,670**円

医療機器届出番号 11B1X1000658D301
一般的名称 歯科矯正用バンドプッシャ 販売名 バンドプッシャー


バンド シーター YS-703



1/1



コード No.22703
標準価格 **5,610**円




※緑色部／材質 PP 耐熱温度155℃

医療機器届出番号 11B1X1000658D302
一般的名称 歯科矯正用バンドプッシャ 販売名 バンドシーター

モジュールプライヤー



1/1



●モジュールを溝で
確実に保持します。

直

コード No.22509
標準価格 **14,740**円

曲

コード No.22510
標準価格 **14,740**円

直 溝付

コード No.22511
標準価格 **14,740**円

医療機器届出番号 11B1X1000639D107
一般的名称 歯科矯正用プライヤ 販売名 モジュールプライヤー

モジュールプライヤー モスキート



1/1



直

コード No.22513
標準価格 **10,070**円

曲

コード No.22514
標準価格 **10,670**円



直 ST

コード No.29101
標準価格 **11,000**円

曲 ST

コード No.29102
標準価格 **12,100**円

医療機器届出番号 11B1X1000639D107
一般的名称 歯科矯正用プライヤ 販売名 モジュールプライヤー

モジュールプライヤーセパレーター YS-551




●先端部がコンパクトな為、歯間離開用モジュールの装着がスムーズにできます。

1/1



コード No.22551
標準価格 26,620円



医療機器届出番号 1181X1000639D107
一般的名称 歯科矯正用プライヤ 販売名 モジュールプライヤー

余剰セメント除去器



- #1はブローラーとスケーラーの組合わせで、余剰なセメントやボンディング材を効率よく除去できます。
- #2はグレーシークレットの#G11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯部隣接面まで届きやすくなっています。

1/1



1 コード No.13205
標準価格 4,400円



2 (臼歯用) コード No.13206
標準価格 4,840円

医療機器届出番号 1181X1000642D015
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 余剰セメント除去器

ブラケットピンセット




1/1



コード No.22761
標準価格 14,000円



●滑りやすいブラケットを確実に保持できます。



●アンギュレーション調整。



●3.5/4.5 4.0/5.0の目盛りが付いており、ブラケットの位置が確認できます。

医療機器届出番号 1181X1000636D021
一般的名称 ピンセット 販売名 ブラケットピンセット

ブーンゲージ YS-39



2/3



※ポジショニングの高さ
4.5mm
4.0mm
3.5mm

コード No.22939
標準価格 11,770円

医療機器届出番号 1181X1000658D602
一般的名称 歯列矯正用位置測定器具 販売名 ブーンゲージ

ロッキングツイザー



1/1



YS-707 S コード No.22707
標準価格 4,400円



YS-708 L コード No.22708
標準価格 4,400円

医療機器届出番号 1181X1000636D016
一般的名称 ピンセット 販売名 ロッキングツイザー

ハンディートorch Ortho

- 細い炎なので、矯正治療等の細かい作業に適しています。
- ワックスが目づまりしにくいデザインです。
- 手持ち・卓上のいずれでも使用できます。
- 火力の微調整が可能で、炎は安定しています。



2/3




サイズ／W76.6×D54.5×H154mm

コード No.22772
標準価格 17,800円

仕様

重さ／245g(スクリーン板付)
ガス量／15g
燃焼時間／約80分
火炎温度／1,300℃(青火)



製品構造



別売

ガスボンベ
コード No.22767
標準価格 830円 (130g)

※専用のガスボンベを
ご使用ください。
故障の原因となる
恐れがあります。

医療機器届出番号 1181X1000669D001
一般名称 歯科用バーナー 販売名 ハンディートorch


チンキャップ



3/4



コード No.22868
標準価格 2,920円



上顎牽引用
コード No.22869
標準価格 3,520円

医療機器届出番号 1181X1000658D501
一般名称 歯列矯正用チンキャップ 販売名 チンキャップ

YS-706 スクレイパー



1/1



コード No.22706
標準価格 4,400円

構成咬合器 YS-714



1/2



コード No.22714
標準価格 13,310円

医療機器届出番号 1181X1000668D003
一般名称 歯科用咬合器 販売名 構成咬合器

YS-802A タイポドント咬合器



3/5



コード No.22822
標準価格 28,050円

[植立例]



※製品は、ワックスアップされていません。

テンションゲージ

●スプリングやエラスティックの力の強さ、矯正力の大きさを測定できます。

2/3



YS-31 5N コード No.22955
標準価格 13,310円

●測定値に赤い針が残り、正確に読み取れます。

1/1



※測定可能値／5N
※単位／ニュートン(1N≒100g)


YS-31D ダイヤル式 コード No.22930
標準価格 64,500円



医療機器届出番号 1181X1000658D601
一般的名称 歯列矯正用位置測定器具 販売名 テンションゲージ

矯正ノギス YS-33 15cm

2/3




コード No.22933
標準価格 20,020円

医療機器届出番号 1181X1000658D603
一般的名称 歯列矯正用位置測定器具 販売名 矯正ノギス

YS-34 模型計測器（図表付）



2/3



コード No.22934
標準価格 30,800円（図表25枚付）


単品

図表 25枚組
コード No.90095
標準価格 1,210円

YS-40 トレーシングプレート



1/4



コード No.22940
標準価格 3,520円

サイズ／W210×D130mm

カラートレー プレミアム





2/5

●サイズごとに色分けされているため、トレーの識別に便利です。
●トレー部が適度に柔らかく、サイズの微調整ができます。



▶アルミ製

上顎用



コードNo.	品名	サイズ (mm)				標準価格
		a	b	c	d	
19101	ピンク	57	48	12	20	4,020円
19102	ブルー	62	54	12	20	
19103	レッド	68	60	12	22	
19104	ゴールド	75	65	12	22	
19105	バイオレット	84	70	13	22	

下顎用



コードNo.	品名	サイズ (mm)				標準価格
		a	b	c	d	
19111	ピンク	62	44	15	20	4,020円
19112	ブルー	70	48	15	20	
19113	レッド	75	50	15	20	
19114	ゴールド	82	53	17	22	
19115	バイオレット	88	55	17	22	

※トレークリーナー使用不可
※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X1000668D101
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 カラートレー