


With the utmost care, and the most advanced manufacturing technology, our innovative products are designed and produced!

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。



〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991 http://www.ydm.co.jp/ E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。










# その他診療 Others





1/1

セット

(L・S 各1入)

コード No.14675 標準価格 11,660円





S

⊐-ドNo.14677

標準価格 5,830円



SS

⊐- F No.14678


標準価格 5,830円

52 34 -

24

⊐- ⊧ No.14676 標準価格 5,830円





タングガード

38 34 17 32 29 16 27 25 16

※開口器/材質 Si 耐熱温度260℃ ※タングガード/材質 PP 耐熱温度155℃ ※非ラテックス製品

医療機器届出番号 1181X1000650D203 一般的名称 歯科用開口器 販売名 タングガード付 開口器

39

## 万能開口器




1/1



大人用 コード No.14666 標準価格 40,000円 (チップ4入)



**小児用 イエロー** ⊐−ドNo.14670 標準価格 40,000円 (チップ4入)



コードNo.	品名	サイズ/a×b	標準価格	入数
90187	チップ 大人用	21×13mm	3,410円	10入
90189	チップ 小児用 イエロー	17×11mm	3,410円	10入


※耐久咬合圧/1400N ※チップ/材質 Si 耐熱温度260℃ ※非ラテックス製品です。

医療機器届出番号 11B1X1000650D202 一般的名称 歯科用開口器 販売名 万能開口器

●顎関節症の患者さんの開口訓練に使います。


●Oリングで開口させる力を調整するため、負担のかかり過ぎを防ぎます。

●樹脂製のため、水切れがよく、お風呂での訓練にも使えます。



### [使用方法]







付近にくるように位置を 調整します。

③位置を合せた犬歯と同側の 手で把持部を握ります。 ゴムの力で口腔内挿入部側 が自然に開きます。

シリコンカバー

シリコンカバー コード No.90424 標準価格 **490**円(2入)



標準価格 370円

ご協力:東京医科歯科大学顎関節咬合学分野(顎関節治療部)

※耐久咬合圧/490N ※本体/材質 PC/ABS 耐熱温度80℃ ※Oリング/材質Si 耐熱温度200℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D206 一般的名称 歯科用開口器 販売名 開口訓練器

2/3


●逆さにしても、バーが落ちない機構です。

●エンジン用リーマー等にも使用可能です。



※収納本数/12本 ※対応バー/17~38.5mm (ロングカバー装着時/32~52mm) ※材質 POM 耐熱温度162℃ ※製品にバーは含まれません。

標準価格	品名	コードNo.	
	イエロー	13471	
	オレンジ	13472	
1,380円	ピンク	13473	
	ブルー	13474	
	グリーン	13475	



●本体の向きをかえて、FGバー側 CA・HPバー側で使用できます。



●本体力バーの高さは3段階に 変えれます。



●連結して使用できます。



●別売のロングカバーを付けると、 技工用HPバーを収納できます。

### 別売 ロングカバー

### 13481 イエロー 13482 オレンジ 13483 ピンク 490円 13484 ブルー 13485 グリーン

セイフティ2

- ●フタを閉じると、逆さにしてもバーが落ちません。
- ●バーをいれたまま、超音波洗浄・滅菌を行うことができます。



**FG専用** コード No.13631 標準価格 4,200円




**CA専用** コード No.13632 標準価格 4,200円



サイズ/W40×D25×H29mm (FGショート用 H25mm)



※収納本数/17本(FG・CA用 FG11本・CA6本) ※対応バー/21~25mm (FGショート用 17~21mm) ※製品にバーは含まれません。



**FG・CA用** コード No.13630 標準価格 4,200円

**FGショート用** コード No.13633 標準価格 4,200円

### バースタンド

## ÚV

1/2

ーロングバー

 $\sim$ 36mm

~31mm

~28mm

1/2

1/2


## コットンボックス スウィート



ST型セット (355)

(CA・FG用スタンド各1、カバー)





..... ..... \*\*\*\*\*\*\* ..... .....

対応バー

(カバーができる長さ)

⊐- ⊧ No.13406 標準価格 11,000円

サイズ/W102×D70.5×H61.5mm


1/2

※収納本数/CA用 22本(うち5本はロングバー用)、FG用 22本 ※緑色・ピンク色部/材質 PP 耐熱温度155℃ ※製品にバーは含まれません。

13407 CA用(グリーン) **4,000**円 13408 FG用(ピンク) **4,000**円

### ブロックシステム





コードNo.	品名	標準価格
13441	CA用ブロック(ライトブルー)	730円
13443	FG用ブロック(アイボリー)	730円
13444	ケース	7,870円

※収納本数/各ブロック12本 ※対応バー/ CA ~29mm・FG ~25mm

(ケースの蓋ができる長さ) 新型 タイプ2





サイズ/W100×D63.5×H56.5mm

※収納本数/108本(CA用54本・HP用54本) ※対応バー/ CA ~27mm・HP ~48mm (カバーができる長さ)

標準価格 6,330円



●マグネットにより、バーの収納と取出しが容易です。



※HP用バーに使用可能 ※製品にバーは含まれません。 ※一部のステンレス製バーは、つかない場合がございます。 ●樹脂製で軽いため、訪問診療にも便利です。



⊐- F No.13623 標準価格 4,800円 角綿・ガーゼ用 取出し口/W31×D30mm




⊐- FNo.13624 標準価格 4,800円 取出し口網目/W7.5×D7.5mm


●適度な大きさのフレームで区切られているため、 連なる綿球を1個ずつ取出すことができます。




●コットンが少なくなったら、押上げ底を指で 押すと、常に取出しやすい位置に保てます。




●底から補充ができるため、残っているコットンを
●フタ部分に識別用のマークがついてます。 いったん取出して補充する手間が省けます。





●フタを指でスライドさせるスムーズな 開閉方式です。



●上から覗きこまなくてもコットンが 見えて取出しやすい設計です。



●シリコンの台座で滑らず安定しています。

※重量/約100g

※素材/本体・押上げ底 SPS 耐熱温度163℃ 底蓋・押上げ底Oリング Si 耐熱温度260℃ ※製品に角綿・綿球は含まれません。



## ワンタッチ コットンボックス 綿球用



1/1

4/5





●フレームがついているため、コットンを 1枚ずつ取出せます。



●底から補充ができるため、残っている コットンをいったん取出して補充する 手間が省けます。



L ⊐-ドNo.13622

標準価格 11,000円

サイズ $/\varphi$ 103imesH82mm

サイズ/W46×D46×H52mm

取出し口網目/W10×D10mm

●市販の綿球箱(箱サイズ/W35×D35 ×H40mm)を裏からセットして使用

※底蓋はついていません。 ※製品に綿球・ロールワッテは含まれません。

## ワンタッチ コットンボックス2 AL (アルコール) 用







**S** ⊐-FNo.13621 標準価格 8,200円 サイズ/ φ80×H57mm



えるだけで簡単に交換ができます。

単品			
コードト	lo.	品名	標準価格
90347	,	S蝶番	1,600円
90348	3	蝶番	1.600⊞



取出し口/W38×D38mm

サイズ/W153.5×D56×H61.5mm 収納部/W50×D50mm 取出し口/W38×D38mm

※青色部/材質 Si 耐熱温度260℃

※製品に薬瓶は含まれません。

1/1

10

3/5

●診療中わずらわしい薬瓶のフタの開け閉めが、上部カバーをハネ上げるだけでラクに行えます。

標準価格 14,000円

●今までご使用の薬瓶(26×26mm)が、そのままお使いいただけます。





洗浄力

### [高い洗浄力]

●アルカリpHの特性により、タンパク質・脂肪分に高い洗浄効果が得られます。 特殊ブレンド成分により、あらゆる金属にも対応します。

●希釈水の温度による洗浄力の減弱が少なく、安定しています。

●高分子のコロイド粒子が落とした汚れをガードして、再付着を防ぎます。

### 防錆力

●成分中の金属イオン封鎖剤により、高い防錆効果が得られます。

### 経済的でコンパクト

- ●標準希釈200倍の高希釈タイプで経済的です。
- ●片手で計量できる便利なボトルです。

### 環境にやさしい

松ヤニから抽出したオイルにより精製された、植物由来の洗浄液です。 生分解率が97.5%と高いため、洗浄後は周辺の環境を汚染せずに排水できます。

### [形状・主成分]

- ■形状:濃縮液500ml (200倍希釈により洗浄液100L分)
- ■主成分:植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、防錆剤配合
  - ・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤
  - ・無機ビルダー(ケイ酸塩、炭酸塩)
  - ・有機ビルダー(カルボン酸、他)

コード No.13538 標準価格 6,200円

サイズ/内径W267×D159×H16mm 外径W285×D175×H33mm

#**1** ⊐− F No.24021

標準価格 44,000円

1/3

## 洗浄滅菌カセット タイプB






1/2

●ウォッシャーディスインフェクターに対応。水流を妨げず、水切れのよいデザインです。



●コンパクトなサイズで庫内でかさばりません。

### システム管理




器具同士の接触によるキズや破損、 鋭利な器具によるケガを防ぎます。 ウォッシャーディスインフェクター・ 浸漬洗浄・超音波洗浄に対応します。

器具をカセットにセットした状態で 洗浄をしているので、滅菌前に セット組みをする手間が省けます。

### [診療]

[保管]

基本セットや専用器具など処置別に セットしておくと、準備や診療に おいて適切な器具選択がスムーズに できます。



## 洗浄滅菌カセット タイプA





1/2

●洗浄→滅菌→保管までの一連の流れで使用できます。

●重ねて収納できるので、場所をとりません。

※本体/材質 PES 耐熱温度200℃

※青色部/材質 Si 耐熱温度260℃



標準価格 2,700円(片頭用クリップ3個付)

※収納本数/8本 ※材質 PPS 耐熱温度271℃



サイズ/内径W267×D159×H35mm

#2 ⊐-ドNo.24022

標準価格 72,000円

外径W285×D175×H52mm

例) ホワイト (基本セット)

※収納本数/5本 ※カセット材質/PPS 耐熱温度271℃ ※片頭用クリップ材質/POM 耐熱温度 162℃ ※カラーリング・Oリング(カセット底)材質/Si 耐熱温度260℃

### カラーリングで識別・管理

収納するインスツルメントの用途などにあわせてカラーリングの色を変えると、識別が明確になり管理がしやすくなります。



### 別売品

### カラーリングL

	1 = 34t /m 1 fs	7 1/4
品名 二	標準価格	入数
レッド		
グリーン		
ブルー		
ブラック	500⊞	10入
イエロー	390	10/(
ホワイト		
ピンク		
バイオレット		
	グリーン ブルー ブラック イエロー ホワイト ピンク	レッド グリーン ブルー ブラック イエロー ホワイト ピンク

12



## バー ポット




1/2

2/5

(ポット、バスケット2入)

●「使用済みのバー等を集める→浸漬洗浄(Z-1eco等)→すすぎ→乾燥→点検→滅菌」を一連の流れでできます。





サイズ/φ75×H55mm

コード No.13304 標準価格 **11,000**円

単品

サイズ/φ70×H45mm

**バスケット** コード No.90331 標準価格 **2,700**円


## バー バスケット




3/5



※バスケット部/φ60×H66mm








## 滅菌キャップS







1/1



コード No.13542 標準価格 2,200円 (20入)

サイズ/内径 $\varphi$ 2×W20mm




※材質 Si 耐熱温度260℃

## クリーニング ブラシ

## No UV

2/3

●バキュームチップ、吸引管の内部を清掃するための専用ブラシです。





## 雑用ピンセット 23CM



医療機器届出番号 11B1X1000639D201 一般的名称 鉗子 販売名 麦粒鉗子

医療機器届出番号 11B1X1000636D013 一般的名称 ピンセット 販売名 雑用ピンセット



**直** ⊐-ドNo.13412

標準価格 13,090円

**曲** コード No.13411

標準価格 13,090円

サイズ/265mm

サイズ/261mm

⊐-ドNo.13414 標準価格 6,800円



### ●サビに強く、丈夫です。麦粒鉗子・ピンセット、 プライヤー等のスタンドとして使用します。

インスツルメント スタンド



1/3



## クリーニング ワイヤー



●吸引管本体 S 30° スリム(P.126参照)を清掃するための専用ワイヤーです。



16



バキュームチップ用

※製品に器具は含まれません。

15

●テープカッター付で便利です。 1/2





コードNo.	品名	標準価格	
13661	レッド		
13662	イエロー		
13663	ブルー	1 200⊞	
13664	グリーン	1,380円	
13665	ホワイト		
13666	ブラック		

## カラーリング

※テープ/材質 ポリエステル 耐熱温度125℃ ※テープカッターはオートクレーブ減菌不可 ※テープカッターは取り外しできません。

※1巻/約3m

※テープ幅/3mm



















1/1

グリーン

ブラック

イエロー

ホワイト

バイオレット

**S** 外径φ6mm、内径φ4mm リング幅3mm

1/1

コードNo.	品名	標準価格	入数
13523	レッド		
13524	グリーン		
13526	ブルー		
13527	ブラック	1,070円	20入
13528	イエロー	1,070	20/
13530	ホワイト		
13671	ピンク		
13675	バイオレット		

●角柄・丸柄のインスツルメント、プライヤー等に使用できます。





L 外径φ10mm、内径φ8mm リング幅5mm

### ●網トレー、エレベーター、抜歯鉗子等に使用できます。


コードNo.	品名	標準価格	入数
13532	レッド		
13534	グリーン		
13533	ブルー		
13682	ブラック	590円	10入
13531	イエロー		
13684	ホワイト		
13535	ピンク		
13688	バイオレット		






- ●文具メーカーのプラスが開発したベルヌーイカーブ刃を採用したコラボレーション製品です。
- ●ベルヌーイカーブ刃で、硬いものから軟かいものまでサクサク切れます。
- ●ワッテ・ガーゼ・咬合紙・マウスガード用シート等のカットに。






刃の根元から刃先まで切断に適した刃の開き角度(約30度)を常に保ち、ゆるやかなカーブ形状の 『ベルヌーイカーブ刃』の開く角度が常に一定なので、根元から刃先まで切るものをしっかりキャッ チして、てこの原理を利用することにより、従来の約3倍\*の軽い切れ味を実現しました。 力を必要とする硬いものから、通常のハサミでは切りにくかった軟らかいものまで、 多様な使途に対応します。





写真提供:前田芳信先生(大阪大学スポーツ歯学研究会)





医療機器届出番号 11B1X1000635D006 一般的名称 はさみ 販売名 ユーティリティシザーズ

※材質 Si 耐熱温度260℃