

バキュームチップ用先端ゴム



バキュームチップ用先端ゴムにソフトタイプが新登場!!

- ・ハードタイプ(グリーン)は粘膜をしっかりと排除し、口唇圧や舌圧が強い方に有効です。
- ・ソフトタイプ(ピンク)は排除の際、薄い歯肉や粘膜への痛みを軽減します。
- ・φ10mm、φ11mm両用となります。



ソフト

コード No.13618 (ピンク)
標準価格 2,090円 (5入)
※硬度 40°



コード No.13613 (グリーン)
標準価格 2,090円 (5入)
※硬度 70°

※材質 Si 耐熱温度260℃



・内部にトラップが付いています。



写真提供: 鈴木 歩 歯科衛生士 (BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)




写真提供: 塚原 桜 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

バキュームチップユニバーサル




- ・管内のトラップがないので、清掃しやすくなっています。(トラップは別売の先端ゴムに付いています。)
- ・バキューム部内径φ10～φ11mmのユニットに使用できます。




20°

コード No.13611
標準価格 7,260円 (5入)



90°

コード No.13612
標準価格 7,260円 (5入)



バキュームチップアダプター

・φ11mmのバキュームチップをφ16mmに変更します。



コード No.13614
標準価格 3,200円



※材質 PTFE 耐熱温度260℃

クリーニングブラシ L (φ12)



サイズ／180mm

コード No.13653
標準価格 4,200円 (12入)

ステンレストレー



S

コード No.13410
標準価格 2,800円

サイズ／W245×D73×H8mm



M

コード No.13413
標準価格 2,800円

サイズ／W245×D146×H8mm

ステンレスディッシュ



- ・表面麻酔、消毒薬、エッチング液、歯面研磨剤の滴下に使用します。
- ・即時重合築盛や仮封剤の粉液タイプにも有効です。



※くぼみ φ16mm

コード No.13670
標準価格 3,630円 (5入)

サイズ／W56×D31×H8.5mm

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2025年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>