

# New Product

June 21st, 2018 YDM

エレベーター D 型

**Focusing**

NM シリーズに《残根用》が追加

残根用 NM



- 薄く扇状に広がった先端形状が特長のNMシリーズ
- ・狭い歯根膜空隙にもスムーズに挿入
  - ・張り力で両端のエッジが歯根に有効に作用



**NEW** 残根用 #NM1

コード No.16554  
 標準価格 8,700円  
 先幅2.5mm

※ハンドルに「RT」と刻印が入っています。



写真提供：津田宏尚先生  
 (インプラントセンター 津田デンタルクリニック 院長)

NM



智歯用 NM



- 作業長がNMより10mm長く、無理なく智歯への到達します。
- 滑り止めの指置きにより、安定した操作をサポートします。



# NM1

コード No.16055  
 標準価格 8,700円  
 先幅5.0mm



# NM2

コード No.16056  
 標準価格 8,700円  
 先幅4.5mm  
 (日大型)



# NM3

コード No.16057  
 標準価格 8,700円  
 先幅4.0mm



# NM2A

コード No.16058  
 標準価格 8,700円  
 先幅4.5mm  
 リバース (逆反)



智歯用 #NM2

コード No.16095  
 標準価格 9,700円  
 先幅4.5mm



智歯用 #NM2A

コード No.16098  
 標準価格 9,700円  
 先幅4.5mm  
 リバース (逆反)

[#NM2 類側からの使用例]



[#NM2A 舌側からの使用例]



※ハンドルに「WT」と刻印が入っています。

# New Product

## ルートチップエレベーター



残根の部位・傾斜・開口量などに合わせて、  
アクセスしやすい1本をセレクト!



先幅/1.8mm

### ストレート



**#1S-0**  
コード No.16810  
標準価格 8,700円




●前歯部から小白歯部あたりまでは先端部を歯軸と一致させやすいため、先端方向がわかりやすいストレートをセレクト。  
白歯部では初めの歯根膜空隙の拡大に有効です。

### カーブ



**#1S-15**  
コード No.16811  
標準価格 8,700円  
反り角度/15°



●白歯部はストレートでは先端部を歯軸と一致させにくいいため、術歯の部位、傾斜、患者さんの開口量に合わせて2種類のカーブからセレクト。



**#1S-30**  
コード No.16812  
標準価格 8,700円  
反り角度/30°



### リバース



**#1S-15R**  
コード No.16813  
標準価格 8,700円  
逆反り角度/15°



●白歯遠心側・舌、口蓋側からのアクセスにはリバースをセレクト。



**#1S-30R**  
コード No.16814  
標準価格 8,700円  
逆反り角度/30°



### アングル



**#2A**  
コード No.16076  
標準価格 8,700円  
反り角度/30°



●開口量が少ない患者さん、根尖付近の残根には頸部が屈曲したアングルをセレクト。



**#3A**  
コード No.16077  
標準価格 8,700円  
反り角度/30°

## 口角鉤 ステンベルヒ

### ストレート/ #1S-0



下顎左側6番 遠心根

### カーブ/ #1S-15



下顎左側6番 近心根

### カーブ/ #1S-30




下顎右側7番

### リバース/ #1S-15R





下顎左側6番 遠心根


写真提供：甘利佳之先生 (アマリ歯科クリニック 院長)



**L**  
コード No.14657  
標準価格 4,000円



**S**  
コード No.14658  
標準価格 4,000円



## 口角鉤 アングルワイダー ワイド (ピンク)

●補助者なしで口角を排除し視野を確保できます。



コードNo.22727  
標準価格 9,900円 (2入)

**Focusing**

内側のウイング  で頬粘膜を圧排



●口角を排除すると同時に、内側のウイングで頬粘膜を圧排します。



●ウイングにより口腔前庭が拡がり、矯正ブラケットのボンディング、口腔ケア、レジン充填等の処置がしやすくなります。

写真提供：渋澤龍之先生 (渋澤矯正歯科 院長)

※材質 TPX 耐熱温度 160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204  
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤

## 口角鉤 アングルワイダー 小児用 (ピンク)

●補助者なしで口角を排除し視野を確保できます。小児の口腔内撮影、口腔ケア、矯正治療時に便利です。  
●幼児から小学生低学年向けのサイズです。



コードNo.22728  
標準価格 8,000円 (2入)

※材質 TPX 耐熱温度 160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204  
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2018年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
<http://www.dental-plaza.com/>

