

## スケーラー est2 Slim

- 曲とスプーン型の組み合わせです。
- スプーン型のブレードは、前歯歯頸部や舌側部の歯石やステイン除去に有効です。



[臨床動画]



写真提供：延田 万理 歯科衛生士（歯科・林美穂医院）



写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士（フリーランス）

#前歯用 コード No.33330

標準価格 **4,800円**



ハンドル径/9.5mm

医療機器届出番号 11B1X1000662D210 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
※掲載製品の標準価格は、2021年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail [ydm@ydm.co.jp](mailto:ydm@ydm.co.jp)

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>