

婦人科鉗子 T型子宮腔部用


THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948

Uterine tenaculum forceps type T

5 × 2 爪



《使用方法と特徴》



- 2爪側を子宮口から挿入し、5爪側は外側から把持します。
- 単鉤鉗子に比べ、出血しにくいのが特徴です。



品名：AI-18S
サイズ / 250mm
注文コード：810-68
標準価格：36,000 円

※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載商品の標準価格は、2018年12月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元／株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問合先／〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

医療機器届出番号 11B1X1000639M019