プレート把持鎖子



Plate holding forceps





性に優れた構造

学介文: 200mm 注文三一下: 816-53 漂準価格: 100,000円

プレート認識部子




Plate holding forceps


橈骨の背側に フィットするブロック





先端部はシリコンキャップで 橈骨プレートの支持が可能





株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元/株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

^{問 合 先/} 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

FAX03-3827-8991

※標準価格に消費税は含まれておりません。