

マルチベンダー

Multi bender


THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948

1本でφ 0.8 ~ 2.0 まで曲げられる!

先端拡大




- 目盛を目安に色々なサイズを曲げる事ができます。
- 許容径φ 0.8 ~ φ 2.0


使用方法



①メモリの位置にワイヤーを合わせる



②握る



③仕上がり



AP-51S
サイズ / 183mm
注文コード 817-51
標準価格 ¥80,000
φ0.8 ~ φ2.0mm



YDM キルシュナー鋼線



商品情報

新たに両尖3面タイプ 120mm も加わり、さらに豊富なラインナップとなりました!!

- 両尖3面タイプ -





品番	名称	径	サイズ	入数
86421	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA101	Φ 0.8	120mm	10 本入
86423	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA103	Φ 1.0		
86425	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA105	Φ 1.2		
86427	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA107	Φ 1.5		

品番	名称	径	サイズ	入数
86443	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA43	Φ 1.0	300mm	10 本入
86483	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA83	Φ 1.0		
86485	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA85	Φ 1.2		
86486	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA86	Φ 1.4		
86487	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA87	Φ 1.5		
86488	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA88	Φ 1.6		
86490	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA90	Φ 1.8		
86491	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA91	Φ 2.0		
86495	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA95	Φ 2.4		
86493	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA93	Φ 2.5		
86494	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA94	Φ 3.0		

医療機器承認番号 22700BZX00173000

- 片尖3面タイプ -



品番	名称	径	サイズ	入数
86503	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB03	Φ 1.0	300mm	10 本入
86523	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB23	Φ 1.0		
86525	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB25	Φ 1.2		
86526	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB26	Φ 1.4		
86527	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB27	Φ 1.5		
86528	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB28	Φ 1.6		
86530	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB30	Φ 1.8		
86531	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB31	Φ 2.0		
86535	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB35	Φ 2.4		
86533	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB33	Φ 2.5		
86534	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB34	Φ 3.0		

医療機器承認番号 22700BZX00173000

株式会社YDM メディカル事業部

※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
 ※掲載商品の標準価格は、2017年2月1日現在のものです。
 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 / 株式会社YDM
 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp