

ワイヤーカッター 垂直カット型



Wire cutter vertical cut

12月1日発売

Product information

ワイヤーカッター内部をKワイヤーが通過することにより術部に対して垂直にアプローチができます。目視にて切断部が確認できますので、微細な部位での使用が可能です。



AQ-15S

サイズ / 185mm
注文コード 818-18
標準価格 ¥60,000
Max ϕ 1.6mm

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2014年10月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

医療機器届出番号 11B1X1000646M001

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元 / 株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp