



髓核鉗子

Rongeurs


THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948



先端サイズ（２種類）

先端サイズ（２種類）		
幅		
	2mm	3mm
先端長さ	10mm	10mm

注文コード	品名	先端幅	全長	標準価格
820-32	AT-01S2	2 mm	180mm	¥70,000
820-33	AT-01S3	3 mm		

医療機器届出番号 11B1X1000658M301

Product information

髓核鉗子について・・・

手術時等に軟部組織や組織片等を把持・摘出する事ができます。

用途として整形外科脊椎の手術が挙げられます。

別の呼び名として、

「ヘルニア鉗子」・「ロンジュール」・「鋭匙鉗子」

と呼ばれる事もあります。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2012年10月24日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元／株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問合先／〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp