




マイクロフラクチャー オウル

Micro fracture chondro pick

THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948



■手術時に軟骨に小さな穴をあけ、

血流を促し促進する際に使用する事ができます。

注文コード	品名	角度	サイズ (全長)	サイズ (L)	オウル太さ	標準価格
840-41	FD-01C	30°	235mm	125mm	φ 5	¥50,000
840-42	FD-02C	60°				
840-43	FD-03C	90°				

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2012年5月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

医療機器届出番号 11B1X1000625M001

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元/ 株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先/ 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991

<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp