



# 骨パンチ ケリソ 分離型

Laminectomy punch KERRISON SWING



| 先端サイズ（４種類） |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 幅          |  |  |  |  |
|            | 1mm                                                                                 | 2mm                                                                                   | 3mm                                                                                   | 4mm                                                                                   |
| A 幅(厚み)    | 0.8mm                                                                               | 0.9mm                                                                                 | 1mm                                                                                   | 1.4mm                                                                                 |

医療機器届出番号 11B1X1000639M203

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2013年11月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

## 株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元／ 株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先／ 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991

<http://www.ydm.co.jp/> E-mail [ydm@ydm.co.jp](mailto:ydm@ydm.co.jp)



# 骨パンチ ケリソン 分離型

*Laminectomy punch KERRISON SWING*

| 130°上向 180 mm |                       |      |          |
|---------------|-----------------------|------|----------|
| 注文コード         | 品 名                   | 先端幅  | 標準価格     |
| 845-61        | 骨パンチ ケリソン 分離型 HA-12S1 | 1 mm | ¥130,000 |
| 845-62        | 骨パンチ ケリソン 分離型 HA-12S2 | 2 mm | ¥115,000 |
| 845-63        | 骨パンチ ケリソン 分離型 HA-12S3 | 3 mm |          |
| 845-64        | 骨パンチ ケリソン 分離型 HA-12S4 | 4 mm |          |

## \*分離方法\*



①グリップを握る



②金色のレバーを下げる



③グリップをはなす



④上部シャフトを持ち上げる