

THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948



中空エレバトリウム

Raspatory with Hollow for K-Wire

○整復しながら Max ϕ 2.4 のキルシュナーを挿入可能

品名：IA-20

注文コード：84639


標準価格：90,000 円



【使用例】



前外側の小皮切から本品を挿入し整復後 2.4mmK-wire で仮固定



医療機器届出番号 11B1X1000642M301
一般的名称 起子 販売名 中空エレバトリウム

株式会社YDM メディカル事業部



※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載商品の標準価格は、2022年5月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL:03-3824-5515

FAX:03-3827-8991

<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp