


ボーンミル Pro

Bone mill Pro



* カuttingブレード
 ...0.1 ~ 1.0mm に粉碎
 鋭い切れ味で骨を粉碎します。

* 骨挿入口
 ...3.5cm × 2.0cm




注文コード	商品名	標準価格
861-01	ボーンミル Pro	¥660,000

医療機器届出番号 11B1X1000658M201

※専用ケース付 (オートクレーブ滅菌対応)

本体 大きさ / W12.5cm × H10.5cm

ハンドル 長さ / 16cm



—別売—

注文コード	商品名	標準価格
861-02	ボーンミル Pro 用カuttingブレード	¥220,000
861-03	ボーンミル Pro・ex 用ラチェットハンドル	¥49,500

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2016年5月22日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元 / 株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991

http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp