

# YDM キルシュナー鋼線

## Kirschner Wire

THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948



先端拡大図



5月6日より  
ラインナップ追加!!!

- ・片尖 SB26 (φ 1.4/300 mm)
- ・片尖 SB28 (φ 1.6/300 mm)
- ・片尖 SB35 (φ 2.4/300 mm)
- ・片尖 SB34 (φ 3.0/300 mm)


CODE: 86491  
NAME: YDMキルシュナー鋼線  
周尖 SA91  
SIZE: φ 2.0 × 300  
LOT: 201508



便利な  
カルテシール付!!!


### 【商品内容】

- ・キルシュナー鋼線：10本
- ・カルテシール：10枚





商品イメージ図

# YDM キルシュナー鋼線



## 商品情報



- 両尖3面タイプ -



品番	名称	径	サイズ	入数
86443	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA43	Φ 1.0	150mm	10 本入
86483	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA83	Φ 1.0	300mm	
86485	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA85	Φ 1.2		
86487	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA87	Φ 1.5		
86490	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA90	Φ 1.8		
86491	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA91	Φ 2.0		
86493	YDM キルシュナー鋼線 両尖 SA93	Φ 2.5		

医療機器承認番号 22700BZX00173000

- 片尖3面タイプ -



品番	名称	径	サイズ	入数
86503	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB03	Φ 1.0	150mm	10 本入
86523	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB23	Φ 1.0	300mm	
86525	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB25	Φ 1.2		
86526	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB26	Φ 1.4		
86527	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB27	Φ 1.5		
86528	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB28	Φ 1.6		
86530	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB30	Φ 1.8		
86531	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB31	Φ 2.0		
86535	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB35	Φ 2.4		
86533	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB33	Φ 2.5		
86534	YDM キルシュナー鋼線 片尖 SB34	Φ 3.0		

医療機器承認番号 22700BZX00173000

## 関連商品

### ワイヤーカッター垂直カット型 AQ-15S

注文コード 818-18  
標準価格 ¥60,000

ワイヤーカッター内部を K ワイヤが通過することにより術部に対して垂直にアプローチができます。目視にて切断部が確認できますので、微細な部位での使用が可能です。



サイズ / 185mm  
Maxφ1.6mm

医療機器届出番号 11B1X1000646M001

## 株式会社YDM メディカル事業部



※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
※掲載商品の標準価格は2016年3月10日現在のものです。  
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 / 株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991

http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp