



THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948

開口器 アンゲルワイダー


Cheek retractor Anglewider



注文コード	商品名	標準価格
881-17	口角鉤 アンゲルワイダー	¥9,000 (2 入)



【サイズ共通】



注文コード	商品名	標準価格
881-18	口角鉤 アンゲルワイダーソフト (ブルー)	¥9,000 (2 入)

【共通】

※材質 / TPX 耐熱温度 160°C

※乾熱滅菌・紫外線滅菌はお避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2016年5月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元 / 株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp