

# デブライドメント用インスツルメント


#11-12 / #11-12 チタン製

インプラント、メンテナンス期やSPT期の歯肉縁下の  
バイオフィルムやプラークのデブライドメントに

- 歯周ポケット探知用のエクスプローラー#11-12と  
同形状のシャンク、先端部は丸みのある型
- 前歯部や臼歯部、根分岐部へアクセスしやすい形状
- 作業部はエクスプローラーのように細く  
繊細なタッチ感が得られ、  
歯肉縁下にスムーズに挿入できます。



# Features



作業部断面図の形状



作業部拡大写真

歯面や根面にフィットし、バイオフィルムやプラークを逃さず効率良く除去。補綴物を傷つけるリスクを抑えます。またチタン製はインプラント上部構造の基底部やアバットメントにも使用できます。



タイトな歯肉溝やポケットに負担をかけることなく挿入



歯面や根面に沿わせやすく、引き上げる際にバイオフィルムをキャッチしやすい



補綴物を傷つけることなく、マージン部の付着物を除去

写真提供：古畑歯科医院 波多野映子歯科衛生士



インプラントのメンテナンスに

写真提供：歯科・林美穂医院 延田万里歯科衛生士

デブライドメント用インスツルメント #11-12

標準価格 4,000円 201510132

デブライドメント用インスツルメント #11-12チタン製

標準価格 5,800円 201510141

販売名 デブライドメント用インスツルメント  
一般的名称 歯科用スケーラ  
医療機器届出番号 11B1X1000662D211  
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

●掲載商品の標準価格は、2020年10月21日発売予定のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

製造販売 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042  
販売 株式会社モリタ 大阪本社：大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06-6380-2525 東京本社：東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3834-6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800-222-8020(フリーコール)※歯科医療従事者様専用  
www.dental-plaza.com

PUB NO. M5769.2.1910.73.000N.SU/ST 208530368