

デブライドメント用スケーラー

- ・グレーシーキュレット#11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯隣接面のスケーリングが容易です。
- ・小さく薄いブレードが前歯歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。
- ・セメント除去にも有効です。



[臨床動画]



11-12 コード No.09227 
 標準価格 4,400円

サイズ / 170mm

※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。



写真提供：
 長内 香織 歯科衛生士
 (麻布東京デンタルクリニック)



写真提供：
 森田 久美子 歯科衛生士
 (大川歯科医院)

DBS = デブライドメント用スケーラー (Debridement Scaler)

デブライドメント用インスツルメント



【臨床動画】

- ・歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。
- ・歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。
- ・先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。



11-12 コード No.09225
標準価格 4,000円

サイズ/180mm

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。



※先端幅/
0.40mm



写真提供：波多 野映子 歯科衛生士 (古畑歯科医院)

写真提供：
鈴木 佐栄子 歯科衛生士
(鶴見中央歯科クリニック)

考案：波多 野映子 歯科衛生士(古畑歯科医院) 内山 茂先生(東京医科歯科大学 臨床研修医指導医)

- ・鋭利すぎないカッピングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- ・インプラント上部構造の基底にも有効です。



11-12 チタン製 コード No.09226
標準価格 5,800円

サイズ/180mm

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260°C
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。



写真提供：
長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)

写真提供：
延田 万里 歯科衛生士
(歯科・林 美穂医院)

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)



刃(先端)幅はGキュレットを基準にした割合です。

医療機器届出番号 11B1X100062D211 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2021年10月21日現在のもので、※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006
問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**
大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>