

New Product

June 21st, 2024 YDM

Debridement Series

デブライドメント用 シリーズ

New product

New product features

- ●メインテナンス期、SPT期(歯周病安定期治療)の管理には、「口腔バイオフィルムの除去」が重要となります。また、デブライドメントの効果を最大限に発揮するには、器具の選択も重要です。細く繊細な先端形状のDBシリーズで、歯周組織に負担をかけず、低侵襲なデブライドメントを是非体感ください。
- ※強固な歯石への使用は破折の恐れがありますのでご注意ください。
 - DBI 探知からバイオフィルムの除去、薄い歯石の除去まで 1本で全顎対応可能です。
 - DBG メンテナンス〜SPT期での、DBIでは取り切れない歯石 の除去に有効です。
 - DBS 縁上歯石の除去、セメント除去にも有効です。

デブライドメント用 Gキュレット 丸柄 🖱





DBG

[臨床動画]

New product

- 短いハンドルで操作性が良く、 マイクロスコープを使用した 施術に有効です。
- 9.5mmの太めのハンドルで 安定した施術が可能です。

5-6 6 6





コード No.09243 標準価格 4.800円 ● 細いブレードが メンテナンス期·SPT期の 引き締まった歯肉に有効です。

ブレード幅比較





est2 DBG 0.85mm 0.6mm 写真提供:鈴木 歩 歯科衛生士 (BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)



● 細いシャンクは適度な弾力があり歯石の探知が しやすくオーバートリートメントを防ぎます。

est2 DBG

※ハンドルに「DBG」と刻印が 入っています。



7-8 @ @



コード No.09244 標準価格 4,800円



11-12 @ @






コード No.09246 標準価格 4,800円





コード No.09247 標準価格 4,800円





写真提供:林 智恵子 歯科衛生士 (ネクスト・デンタル)



写真提供:佐藤 昌美 歯科衛生士 (池田歯科クリニック)



写真提供:片山 章子 歯科衛生士 (片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)



写真提供:塚田 智子 歯科衛生士 (あおいデンタルクリニック)



写真提供:延田 万里 歯科衛生士 (歯科·林 美穂医院)



写真提供:萬田 久美子 歯科衛生士 (フリーランス)




写真提供:鈴木 歩 歯科衛生士 (BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)



写真提供:塚原 桜 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

デブライドメント用スケーラー







● 小さく薄いブレードが前歯歯頚部や歯間部のスケーリングに適しています。

[臨床動画]

●セメント除去にも有効です。

DBS





※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。

写真提供:長内 香織 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

写真提供:萬田 久美子 歯科衛生士 (フリーランス)

医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー

デブライドメント用インスツルメント





[臨床動画1]

「臨床動画2

DBI

●歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。●歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。

●先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。

ハンドル径/5.0mm





サイズ/180mmコード No.09225 標準価格 4,000円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

※先端幅/ 0.40mm

- ●短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。
- 9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。

■ ハンドル径/9.5mm

0.40mm

● サイズ/169mm

● 丸柄

11-12

コード No.09229 標準価格 4,800円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。



写真提供: 尾野 誠先生 (四条烏丸歯科クリニック)



写真提供: 波多 野映子 歯科衛生士 (古畑歯科医院)



写真提供: 片山 章子 歯科衛生士 (片山塾主宰プレミアムデンタルケア所属)



写真提供: 横田 美保 歯科衛生士 (本多歯科医院)



写真提供: 藤森 直子 歯科衛生士 (Team Grin'n Tokyo 代表取締役)

●鋭利すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。●インプラント上部構造の基底部にも有効です。

● #11-12 チタン製





コード No.09226 標準価格 5.800円

• 丸柄

11-12 チタン製





コード No.09230 標準価格 6,600円

※ハンドルにカラーリングが付いています。※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃ ※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。



写真提供: 延田 万里 歯科衛生士 (歯科·林 美穂医院)





写真提供: 長内 香織 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

医療機器届出番号 11B1X1000662D211

一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント

DBI) = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)





刃 (先端) 幅はGキュレットを基準にした割合です。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2024年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 株式会社 YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

| 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991 http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525 東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161 http://www.dental-plaza.com/