

PERIODONTAL SURGERY KIT

歯周外科キット

歯科医師 築山 鉄平

tepei tsukiyama



医療法人雄之会
つきやま歯科医院 総院長
タフツ大学歯学部
歯周病専門医課程卒
デンタルスクウェアジャパン主宰
PHIJ (Perio Health Institute
Japan) コースディレクター

アメリカ
歯周病学会
歯周病インプラント
認定医

ヨーロッパ
インプラント学会
インプラント
認定医

日本歯科
医療評価機構
インプラント
認定医

ユニバーサルキュレット est2

■ヤンガーグッド

コード No.33341

ユニバーサルキュレット est2

■プリチャード

コード No.33342


チゼル

バックアクション

コード No.29077

オルバンメス

コード No.29076



ユニバーサルキュレット est2



根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
細かい肉芽や沈着物にも有効です。

ヤンガーグッド

※先端幅/
1.00mm



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)



写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長 日本歯科大学付属病院 臨床准教授)

コード No.33341
標準価格 9,800円




医療機器届出番号 11B1X1000662D213
一般的名称 歯科用キュレット 販売名 ユニバーサルキュレット est2

プリチャード

根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。Gキュレットより、シャンク及びブレードが太くしなりにくいため、強固に付着した沈着物の除去に有効です。

※先端幅/
1.60mm



写真提供：築山 鉄平 先生(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)

コード No.33342
標準価格 9,800円

医療機器届出番号 11B1X1000662D213
一般的名称 歯科用キュレット 販売名 ユニバーサルキュレット est2

オルバンメス



切開や歯間部歯肉組織の切除に有効です。角度の付いたブレードと複屈曲のシャンクで臼歯部に適用し、隣接歯間部歯肉切除にも有効です。



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)

写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長 日本歯科大学付属病院 臨床准教授)

コード No.29076
標準価格 9,800円



医療機器届出番号 11B1X1000634D106
一般的名称 メス 販売名 オルバンメス

チゼル バックアクション



歯肉切除と剥離に有効です。
フラップ手術、根面の搔爬、残存歯肉繊維の除去に有効です。



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)

写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長 日本歯科大学付属病院 臨床准教授)

コード No.29077
標準価格 9,800円



医療機器届出番号 11B1X1000642D040
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 チゼル バックアクション

ペリオプローブ 丸柄 #6



コード No.09506
標準価格 4,800円

サイズ/146mm

写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000664D003 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ

替刃メスハンドル 直



コード No.15305
標準価格 11,330円

サイズ/152mm

医療機器届出番号 11B1X1000634D001 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 替刃メスハンドル

メタルミラー



ミラーハンドル スケール付



φ21mm



〔表面反射式 (両面)〕



コード No.13131
標準価格 8,800円 (6入)



ブルー

サイズ/140mm
※材質PP 耐熱温度149°C

コード No.13119
標準価格 550円

医療機器届出番号 11B1X1000625D006 一般的名称 歯鏡 販売名 メタルミラー

医療機器届出番号 11B1X1000625D003 一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

剥離子オーダーシステム



ハンドル長さ/110mm
ハンドル径/φ9.5mm

HB2 + 丸柄 + HC2 (ペリオスチール24G)

コード No.15008
標準価格 11,880円



ハンドル長さ/110mm
ハンドル径/φ9.5mm

HB3 + 丸柄 + HC4

コード No.15008
標準価格 11,880円



ハンドル長さ/80mm
ハンドル径/φ9.5mm

HA1 + 丸柄Short + HD1 (プリチャード)

コード No.15009
標準価格 11,330円



[HB2]



[HB3]



[HD1]



[HB2]
[HD1]

写真提供: 築山 鉄平 先生 (つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000642D033 一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

Gキュレット est2 サクラH



#G1 - 2
前歯部

コード No.33011
標準価格 6,000円



#G5 - 6
前歯部・小白歯部

コード No.33013
標準価格 6,000円



#G11 - 12
臼歯部近心面

コード No.33016
標準価格 6,000円



#G13 - 14
臼歯部遠心面

コード No.33017
標準価格 6,000円




#G15 - 16
臼歯部近心面

コード No.33018
標準価格 6,000円

医療機器届出番号 11B1X1000662D108 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット est

ピンセット マイクロアドソン



サイズ/150mm



有鉤 L 曲

コード No.32216
標準価格 8,750円



無鉤 L 曲


コード No.32218
標準価格 8,750円

医療機器届出番号 11B1X1000636D007 一般的名称 ピンセット 販売名 ピンセット マイクロアドソン

持針器

MDS-180 ラチェット付 曲

指定縫合糸 / 6-0~8-0
指定縫合針 / $\Phi 0.14 \sim \Phi 0.33\text{mm}$



0.8mm

サイズ / 180mm

コード No.32402
標準価格 83,600円

医療機器届出番号 11B1X1000630D018 一般の名称 持針器 販売名 持針器 MDS



ベビークライルウッド

指定縫合糸 / 3-0~5-0
指定縫合針 / $\Phi 0.38 \sim \Phi 0.63\text{mm}$



※超硬付

サイズ / 149mm

コード No.29014
標準価格 26,620円

医療機器届出番号 11B1X1000630D011 一般の名称 持針器
販売名 持針器 ベビークライルウッド



歯肉バサミ

アイリス 曲



サイズ / 114mm

コード No.29022
標準価格 12,760円

医療機器届出番号 11B1X1000635D201 一般の名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉バサミ



ゴールドマン フォックス#1 TC



※超硬付

サイズ / 130mm

コード No.12803
標準価格 29,370円

医療機器届出番号 11B1X1000635D201 一般の名称 歯科用歯肉はさみ 販売名 歯肉バサミ



止血鉗子 モスキート 曲



サイズ / 120mm

コード No.29002
標準価格 10,670円

医療機器届出番号 11B1X1000639D203 一般の名称 鉗子 販売名 止血鉗子 モスキート



チークリトラクター




サイズ / 148mm

コード No.14620
標準価格 5,340円

医療機器届出番号 11B1X1000650D101 一般の名称 歯科用開創器 販売名 チークリトラクター




滅菌ケース MS



サイズ / 内径 W267×D159×H16mm
外径 W285×D175×H33mm

#1 コード No.24021
標準価格 34,010円

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2024年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。



サイズ / 内径 W267×D159×H35mm
外径 W285×D175×H52mm

#2 コード No.24022
標準価格 56,010円

※本体 / 材質 PES 耐熱温度 200°C ※青色部 / 材質 Si 耐熱温度 260°C



製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>