

New

ステンレス製

# 口腔内撮影ミラー

## 咬合面用 ワイド LL

THE BEST PARTNER OF DENTISTS  
CORPORATION  
**YDM**  
SINCE 1948

マージン部・頬粘膜まで確実に撮影



- 歯列弓のアーチが広い方でもマージン部・頬粘膜まで確実に撮影できます。

- ロジウムコーティングで、明るいミラーです。  
※反射率 約 85%

コードNo.	品名	標準価格
101066	咬合面用 ワイド LL	¥24,900


※滅菌用保護袋付

### ST

- 使いやすさはそのまま、エコノミータイプです。  
※反射率 約 65%

コードNo.	品名	標準価格
101067	ST 咬合面用 ワイド LL	¥9,800

※滅菌用保護袋付



咬合面用 ワイド LL

- 前歯の撮影部分も幅広く 64mmに設定しています。

ST 医療機器届出番号 11B1X1000625D004  
医療機器届出番号 11B1X1000625D014  
一般名称 歯鏡

ステンレス製

# 口腔内撮影ミラー



## 高硬度ステンレス鋼を採用

- 一般的なステンレス鋼に比べて硬度が高い為、傷がつきにくく、ゆがみの少ないミラーです。

※お取り扱い方法によっては傷が付きまますのでご注意ください。

### 硬度比較（ピッカース硬度）


【YDM 口腔内撮影ミラー】 高硬度ステンレス鋼 + ロジウムコーティング	約 533HV
【YDM 口腔内撮影ミラー ST】 高硬度ステンレス鋼	約 369HV
【一般的なロジウムコーティングステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼 + ロジウムコーティング	約 240HV
【一般的なステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼	約 198HV



- ロジウムコーティングで、明るいミラーです。  
※反射率 約 85%

コードNo.	品名	標準価格
101990	咬合面用 ワイド L	各¥14,300
101976	咬合面用 ワイド S	
101987	咬合面用	
101988	舌側用	
101989	頬側用	
101986	3 枚組 (咬合面用・舌側用・頬側用)	¥42,900

※各種 滅菌用保護袋付




- 中央が屈曲しているため、持ち手が写り込みません。

## ST

- 使いやすさはそのまま、エコノミータイプです。  
※反射率 約 65%

コードNo.	品名	標準価格
101076	ST 咬合面用 ワイド L	各¥8,800
101077	ST 咬合面用 ワイド S	
101073	ST 咬合面用	
101074	ST 舌側用	
101075	ST 頬側用	

※各種 滅菌用保護袋付



ST 医療機器届出番号 11B1X1000625D014  
 医療機器届出番号 11B1X1000625D004  
 一般の名称 歯鏡

※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。  
 ※掲載製品の標準価格は、2015年10月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。  
 ※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

製造販売元 **株式会社YDM**  
 〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006  
 問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL.03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**  
 大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL.06-6380-2525  
 東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL.03-3834-6161  
<http://www.dental-plaza.com/>