

NEW

文具メーカーのプラスとコラボレーション、ヘルヌーイカーブ刃で根元から刃先までスムーズな切れ味

ユーティリティーシザーズ

コード No.12-002
標準価格 ¥7,300

コラボレーション製品

THE BEST PARTNER OF DENTISTS



× PLUS



THE BEST PARTNER OF DENTISTS





SINCE 1948

文具メーカー

PLUS 開発のベルヌーイカーブ刃とは

刃の根元から刃先まで**切断に最適な刃の開き角度（約 30 度）**を常に保ち、ゆるやかなカーブ形状の『ベルヌーイカーブ刃』刃の開く角度が常に一定なので、根元から刃先まで切るものをしっかりキャッチして、てこの原理を最大限に利用することにより、従来の約 3 倍※の軽い切れ味を実現しました。力を必要とする硬いものから、通常の手サミでは切りにくかった軟らかいものまで、多様な用途に対応します。





ベルヌーイカーブ刃で
硬いものから軟らかいものまで
サクサク切れる！



院内のいろいろなもののカットに
ワッテ・ガーゼ・咬合紙
マウスガード用シート等

マウスガード・スプリント用シート対応厚み
●軟質シート：～ 4.0 mm
●硬質シート：～ 1.0 mm



写真提供：前田芳信先生
(大阪大学スポーツ歯学研究会)

医療機器届出番号 11B1X1000635D006
一般的名称 はさみ

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2017年3月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。



製造販売元 **株式会社YDM**
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006
問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**
大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/