

YDM

est  
2  
Gキュレット / スケーラー

製造販売 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042  
発 売 株式会社モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525  
東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834.6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222.8020 (フリーコール) ※歯科医療従事者様専用



YDM器材のメンテナンス方法  
<http://www.ydm.co.jp/maintenance/maintenance.html>



商品に関するお問合せはこちら

●掲載製品の標準価格は、2023年4月1日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



est  
is  
best.

最上級を意味するest

その名にふさわしく


より美しくシャープに

持続する切れ味

est2

国内製鉄メーカーと共同開発したYDMオリジナルの鋼材「デュアルスチール」を採用  
高い切れ味と切れ味の持続性という2つの性質を兼ね備えています

### ブレード/シャンクの違い



### ハードタイプ/ソフトタイプ



### ミニタイプ




# Sakura サクラ

サクラ模様は見た目だけではなく、滑り止めの効果も考えてデザインしています。

ハンドルは持ちやすく圧を加えやすい太さになっており、

中空構造による軽量化で疲労感も少なく感じられます。




※出荷時のIDリングは、ハード:グリーン、ソフト:ピンク、ミニブルーとなります。  
 ※IDリング耐熱温度 260℃

一般的名称: 歯周用キュレット 販売名: Gキュレット est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D108 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

# Galarpie カラフィー

カラフルな色・見やすい規格表示で目的のインスツルメントを明確に識別できます。  
 ハンドル表面はシリコン加工を行うことで手にフィットしやすく滑りにくなっています。  
 また凹凸が少ないので洗浄しやすい形状になっています。




※材質 SI 耐熱温度 260℃

一般的名称: 歯周用キュレット 販売名: Gキュレット est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D108 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

# Toiro トイロ

シリコン加工とグリップ部分の凹凸により滑りにくくフィット感に優れた構造になっています。

シリコンハンドルは長時間の使用でも疲れにくく、また、カラフルなハンドルはやさしい印象を与えます。




※材質 SI 耐熱温度 260℃

一般的名称: 歯周用キュレット 販売名: Gキュレット est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D108 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)


# Marue 丸柄

ハンドル部分が短く、マイクロスコープを使用した施術に適用できます。  
つや消しハンドルでライトが当たった時の反射が軽減されます。



# Kakue 角柄

ハンドルが細く、先端部分の感覚が手指に伝わりやすいため、  
 細かな縁下歯石の探知に適しています。



# Scaler スケーラー

さまざまなラインナップのスクーラーをご用意しております。



## スクーラー est2 #H5/33、#H6/H7

#H5/33: 直と曲の薄いブレードの組み合わせです。前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スクーリングに適しています。

#H6/H7: シヤングが左右にわずかに傾いています。前歯部から臼歯部の近遠心隅角部までアプローチできます。




一般的名称: 歯科用スクーラー 販売名: スクーラー est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D210 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

スケーラーest2 Slim



シックルのブレード部は細く、細部のスケーリングに適しています。



スプーン型のブレードは歯面(口蓋側や舌側面)に沿わせることで、歯石やステインの除去を行います。



IDリング(サクラハンドル専用)


お好みの色を選択し、オリジナルのハンドルとして使用できます。  
IDリングを付け替えることで、識別しやすくなります。



※耐熱温度260℃

スケーラーest2 #204SD

ブレード部が小さく、シャング部の複屈曲デザインにより、臼歯部隣接面へのアプローチがしやすくなります。  
縁上スケーリングにおける超音波スケーラー、エアースケーラー使用後の仕上げに適しています。



スケーラーest2  
サクラ  
#204SD

スケーラーest2  
カラフィー  
#204SD

スケーラーest2  
TOIRO  
#204SD

スケーラーest2  
丸柄  
#204SD

スケーラーest2  
角柄  
#204SD

一般的名称: 歯科用スケーラー 販売名: スケーラー est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D210 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

Gキュレット

商品名		規格	品目コード	標準価格		
Gキュレットest2 サクラ	ハード (IDリング) グリーン	#G1-2	2010108061-2	6,000円		
		#G3-4	2010108063-4			
		#G5-6	2010108065-6			
		#G7-8	2010108067-8			
		#G9-10	2010108069-10			
		#G11-12	20101080611-12			
		#G13-14	20101080613-14			
		#G15-16	20101080615-16			
		#G17-18	20101080617-18			
	ソフト (IDリング) ピンク	#G1-2	2010108071-2	6,000円		
		#G3-4	2010108073-4			
		#G5-6	2010108075-6			
		#G7-8	2010108077-8			
		#G9-10	2010108079-10			
		#G11-12	20101080711-12			
		#G13-14	20101080713-14			
		#G15-16	20101080715-16			
		#G17-18	20101080717-18			
ミニ (IDリング) ブルー	#G1-2	2010108081-2	6,000円			
	#G3-4	2010108083-4				
	#G5-6	2010108085-6				
	#G7-8	2010108087-8				
	#G11-12	20101080811-12				
	#G13-14	20101080813-14				
	#G15-16	20101080815-16				
	Gキュレットest2 カラフィー	ハード		#G1-2	2010108091-2	5,400円
				#G3-4	2010108093-4	
#G5-6			2010108095-6			
#G7-8			2010108097-8			
#G9-10			2010108099-10			
#G11-12			20101080911-12			
#G13-14			20101080913-14			
#G15-16			20101080915-16			
#G17-18			20101080917-18			
ソフト		#G1-2	2010108101-2	5,400円		
		#G3-4	2010108103-4			
		#G5-6	2010108105-6			
		#G7-8	2010108107-8			
		#G9-10	2010108109-10			
		#G11-12	20101081011-12			
		#G13-14	20101081013-14			
		#G15-16	20101081015-16			
		#G17-18	20101081017-18			
ミニ	#G1-2	2010108111-2	5,400円			
	#G3-4	2010108113-4				
	#G5-6	2010108115-6				
	#G7-8	2010108117-8				
	#G11-12	20101081111-12				
	#G13-14	20101081113-14				
	#G15-16	20101081115-16				
	Gキュレットest2 TOIRO	ハード		#G1-2	2010108151-2	4,800円
				#G5-6	2010108155-6	
#G7-8			2010108157-8			
#G11-12			20101081511-12			
#G13-14			20101081513-14			
#G1-2			2010108161-2	4,800円		
#G5-6		2010108165-6				
#G7-8		2010108167-8				
#G11-12		20101081611-12				
#G13-14		20101081613-14				
#G1-2		2010108171-2	4,800円			
#G5-6		2010108175-6				
#G7-8		2010108177-8				
#G11-12		20101081711-12				
#G13-14		20101081713-14				
Gキュレットest2 丸柄		ハード		#G1-2	2010108121-2	4,800円
			#G5-6	2010108125-6		
			#G7-8	2010108127-8		
	#G11-12		20101081211-12			
	#G13-14		20101081213-14			
	#G1-2		2010108131-2	4,800円		
	#G5-6	2010108135-6				
	#G7-8	2010108137-8				
	#G11-12	20101081311-12				
	#G13-14	20101081313-14				
	#G1-2	2010108141-2	4,800円			
	#G5-6	2010108145-6				
	#G7-8	2010108147-8				
	#G11-12	20101081411-12				
	#G13-14	20101081413-14				

Gキュレット

商品名		規格	品目コード	標準価格
Gキュレットest2 角柄	ハード	#G1-2	2010108181-2	4,500円
		#G3-4	2010108183-4	
		#G5-6	2010108185-6	
		#G7-8	2010108187-8	
		#G9-10	2010108189-10	
		#G11-12	20101081811-12	
		#G13-14	20101081813-14	
		#G15-16	20101081815-16	
		#G17-18	20101081817-18	
	ソフト	#G1-2	2010108191-2	4,500円
		#G3-4	2010108193-4	
		#G5-6	2010108195-6	
		#G7-8	2010108197-8	
		#G9-10	2010108199-10	
		#G11-12	20101081911-12	
		#G13-14	20101081913-14	
		#G15-16	20101081915-16	
		#G17-18	20101081917-18	
ミニ	#G1-2	2010108201-2	4,500円	
	#G3-4	2010108203-4		
	#G5-6	2010108205-6		
	#G7-8	2010108207-8		
	#G11-12	20101082011-12		
	#G13-14	20101082013-14		
	#G15-16	20101082015-16		

スクーラー

商品名	規格	品目コード	標準価格
スクーラーest2 Slim	#前歯用	201010836	4,800円
スクーラーest2 サクラ	#H5 / 33	201010821	6,000円
	#H6 / H7	201010822	
スクーラーest2 カラフィー	#H5 / 33	201010823	5,400円
	#H6 / H7	201010824	
スクーラーest2 TOIRO	#H5 / 33	201010827	4,800円
	#H6 / H7	201010828	
スクーラーest2 丸柄	#H5 / 33	201010825	4,800円
	#H6 / H7	201010826	
スクーラーest2 角柄	#H5 / 33	201010829	4,500円
	#H6 / H7	201010830	
スクーラーest2 サクラ	#204SD	201010831	6,000円
スクーラーest2 カラフィー	#204SD	201010832	5,400円
スクーラーest2 TOIRO	#204SD	201010834	4,800円
スクーラーest2 丸柄	#204SD	201010833	4,800円
スクーラーest2 角柄	#204SD	201010835	4,500円

IDリング

商品名		品目コード	標準価格
IDリング サクラハンドル専用	アソート 18 入	201510753	2,880円
	バイオレット 10 入	201510754V	1,600円
	オレンジ 10 入	201510754O	
	イエロー 10 入	201510754Y	
	ブルー 10 入	201510754BL	
	レッド 10 入	201510754R	
	ピンク 10 入	201510754P	
	グリーン 10 入	201510754G	
	ネイビー 10 入	201510754NAV	
	ライム 10 入	201510754LIM	