



Conservative Treatment

リーマーガード

コード No.151106 標準価格 各¥1,100

オレンジ

イエロー

ブルー

ピンク

グリーン

※薬液消毒可能
※サイズ/ W74 × D10 × H52
※収納本数/ 8本
※材質 POM 耐熱温度 162℃
※製品にリーマー・ファイールは含まれません。



連結して使用できます。



カバーをたおすと、スタンドになります。



ゲージがついています。

別売

滅菌ケース

コード No.151110 標準価格 ¥12,100
※サイズ/ W161 × D104 × H59
※仕切板/ 材質 PP 耐熱温度 155℃
※収納個数/ 12個
※製品にリーマーガードは含まれません。



収納ケース



コード No.151107 標準価格 ¥1,400
※収納個数/ 18個
※サイズ/ W167 × D126 × H62
※オートクレープ滅菌不可
※薬液消毒可能
※製品にリーマーガードは含まれません。



ガッタパーチャ インstrument

標準価格 各¥3,000


- 余分なガッタパーチャの切断と、その後の圧接が1本でできます。
- 加熱した際、熱が冷めにくい形状に設計されています。



医療機器届出番号 11B1X1000665D502
一般的名称 歯科用根管プラグ

吸引管 エンド用 タイプ2

(本体、ノズル5本、掃除棒1本)



- バキュームに本品を差し込み、根管内にノズル先端を入れると、吸引により、数秒で根管内が乾燥できます。
- ペーパーポイントを使用する手間が省けます。

別売

クリーニングブラシS(φ4)

コードNo.151788 標準価格¥3,300(12入)

※サイズ/ 200mm

ノズル(掃除棒付)

コードNo.101699

標準価格¥1,400(5入)

※ノズル先端外径/ φ0.6

バキュームチップアダプター(φ16)

コードNo.101038

標準価格¥1,900


医療機器承認番号 21900BZX00981000
一般的名称 歯科用吸引管

ファイルホルダー タイプ 2


コード No.151018 標準価格 ¥7,900



装着例



遠心



近心

- 届きにくい大臼歯でのファイル操作がラクにできます。
- 1本で近心根・遠心根の根管治療に使用できます。

ガッタパーチャケース・ミニ

コード No.151094 標準価格 ¥5,300

- 仕切りが7個あるので、メイン・アクセサリポイントを収納できます。
- オートクレーブ滅菌対応のポイントであれば、ケースごと滅菌できます。

※製品にメイン・アクセサリポイントは含まれません。
※緑色部 / 材質 Si 耐熱温度 260°C




サイズ / W91×D42×H13

スプレッター (ウルトラ)


コード No.151419 標準価格 各 ¥5,200

- ソフトに曲がり、湾曲根管にもフィットします。

※超弾性金属使用



φ 0.25
φ 0.4



0.25S

0.4S

医療機器届出番号 11B1X1000665D301
一般的名称 歯科用根管スプレッター


リーマースタンド キャリー

コード No.151006 標準価格 ¥10,400

(キャリー3個、ケース)

- ケースにキャリーが6個入ります。

使用例



※サイズ / キャリー W60×D30×H33
ケース W120×D90×H40
※製品にリーマー・ファイルは含まれません。

リーマーポット 60

コード No.151005 標準価格 ¥7,900

- タンドの高さを2段階に設定できます。
上げる / 診療中、カンタンにリーマー・ファイルを取り出せます。
下げる / 使用していない時は、薬液に浸漬したまま保管することができます。



※サイズ / φ100×H54
※収納本数 / 60本
※緑色部 / 材質 PP 耐熱温度 155°C
※製品にリーマー・ファイルは含まれません。



※汚染度が高い場合は、グルタール製剤での消毒をおすすめいたします。 ※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※掲載製品の標準価格は、2010年10月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/