

吸引管



Dental Surgery

Aspirators

好きな形態をセレクト！ 外科治療に必須！

本体

| | | |
|--|-------------|---|
| L-60° コード No.151791 標準価格 ¥2,800 | サイズ / 155mm | L-70°深曲 コード No.151793 標準価格 ¥2,800 |
| L-60°圧排子付 コード No.151792 標準価格 ¥3,900 | サイズ / 155mm | |
| L-45°チタン製 コード No.151794 標準価格 ¥8,800 | サイズ / 155mm | |
| S-30° コード No.151789 標準価格 ¥2,800 | サイズ / 115mm | S-30°スリム コード No.151786 標準価格 ¥3,900 |
| S-60° コード No.151790 標準価格 ¥2,800 | サイズ / 105mm | |

●口腔粘膜を吸引しないために、先端はV字カットになっています。

医療機器承認番号 21900BZX00982000
一般的名称 歯科用吸引管

別売 ●吸引管 本体 S-30°スリム専用の掃除棒です。
クリーニングワイヤー
コード No.151787
標準価格 ¥2,200(12 入)

※サイズ / 150mm
※ワイヤー径 / φ 1.1

※本体内部の清掃には、「クリーニングブラシS(φ4)(裏面)」をご使用下さい。

ジョイント部

S 標準価格 各¥1,100



S-φ10
コード No.151795



S-φ11テーパ付
コード No.151796

L 標準価格 各¥1,700



L-φ10
コード No.151797



L-φ11テーパ付
コード No.151798



アダプター
コード No.101038
標準価格 ¥1,900

バキューム部内径φ 16 ユニットの
場合にご使用下さい。

「本体」・「ジョイント部」いずれも単品販売となっております。

ご購入に際しては、好きな形態の「本体」とユニットに合った「ジョイント部」をお選び頂き、組み合わせてご使用下さい。
ジョイント部、φ10はモリタ製ユニット、φ11テーパ付はモリタ製以外の国内ユニット用です。

吸引管 エンド用 タイプ2

Endodontic Aspirators Type2

(本体、ノズル5本、掃除棒1本)

曲
コード No.101708
標準価格 ¥8,500

モリタ製ユニット接続
φ 10モリタ製以外
国内ユニット接続
φ 11 テーパー付

直
コード No.101707
標準価格 ¥7,800

別売

ノズル
コード No.101699
標準価格 ¥1,400(5入)
※ノズル先端外径/φ 0.6

●根管内の洗浄液を吸引するとともに、吸引の気流で根管内を乾燥します。

医療機器承認番号 21900BZX00981000
一般的名称 歯科用吸引管

バキュームチップ

Evacuators Tip

ユニバーサル

Evacuators Tip Universal

コード No.101036
標準価格 各¥6,600(5入)

●管内のトラップがないので、清掃しやすくなっています。
(トラップは別売の先端ゴムに付いています。)医療機器承認番号 21900BZX00980000
一般的名称 歯科用吸引管

先端ゴム

Rubber Sleeves

コード No.101037
標準価格 ¥1,900(5入)
●内部にトラップが付いています。



※サイズ/40mm
※材質 Si 耐熱温度 260℃

吸引管 アダプター 排唾管接続部用

Cleaning Brushes

コード No.151785
標準価格 ¥1,100

●すべてのユニットラインに対応しています。


●弊社吸引管本体に直接接続して使用します。
※吸引管ジョイント部は不要です。

クリーニングブラシ

Cleaning Brushes

コード No.151788
標準価格 各¥3,300(12入)

●吸引管の内部を清掃するための専用ブラシです。



S(φ4)

吸引管用

サイズ/200mm

L(φ12)

バキュームチップ用

サイズ/180mm

※汚染度が高い場合は、グルタール製剤での消毒をおすすめいたします。※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。※掲載製品の標準価格は、2010年10月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

http://www.dental-plaza.com/