

お気に入りの My Set を作製して 快適で効率的なスケーリングを目指ませんか？

システム管理

〔診療〕

SRPセットやメンテナンス用セット等、
用途別にセット組しておく、
準備や診療において適切な器具選択が
スムーズに行えます。


診療



〔洗浄〕

器具同士の接触によるキズや破損、
鋭利な器具によるケガを防ぎます。
ウォッシャー・ディスインフェクター・
浸漬洗浄・超音波洗浄に対応します。

洗浄



診療→洗浄→滅菌→保管
入れ換え不要で効率up！

滅菌



〔滅菌〕

器具をカセットにセットした状態で
洗浄をしているので、滅菌前に
セット組みをする手間が省けます。

保管



〔保管〕

滅菌終了後はそのまま保管し、
診療時にチェアサイドへ。
※紫外線殺菌不可

シャープニング



〔シャープニング〕

診療後はシャープニングを行い、
常にシャープなカッティングエッジ
を保ちます。
※必要に応じて滅菌後に行ってください。



有村 知子 歯科衛生士
船越歯科医院 フリーランス



長内 香織 歯科衛生士
麻布東京デンタルクリニック

歯周基本治療



SPT 期 メインテナンス期



コードNo.	品名	標準価格
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
33043	Gキュレット est2 カラフィー H #G5-6	5,800円
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円

コードNo.	品名	標準価格
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
33053	Gキュレット est2 カラフィー S #G5-6	5,800円
33054	Gキュレット est2 カラフィー S #G7-8	5,800円
33056	Gキュレット est2 カラフィー S #G11-12	5,800円
33057	Gキュレット est2 カラフィー S #G13-14	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円

コードNo.	品名	標準価格
09227	デブライドメント用 スケーラー #11-12	4,400円
33013	Gキュレット est2 サクラ H #G5-6	6,400円
33014	Gキュレット est2 サクラ H #G7-8	6,400円
33016	Gキュレット est2 サクラ H #G11-12	6,400円
33017	Gキュレット est2 サクラ H #G13-14	6,400円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円

コードNo.	品名	標準価格
09229	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12	4,800円
09243	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #5-6	4,800円
09244	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #7-8	4,800円
09246	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #11-12	4,800円
09247	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #13-14	4,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



デブライドメント用
インスツルメント 丸柄 #11-12




デブライドメント用
スケーラー #11-12



片山 章子 歯科衛生士
プレミアム デンタルケア 恵比寿 代官山

口腔内の状態に応じて、各セットの中から必要なインスツルメントを選び、組み合わせて使用します。

検査




歯肉縁上スケーリング



歯肉縁下スケーリング



SPT 期 メインテナンス期



補綴装置周囲ケア



コードNo.	品名	標準価格
09505	ペリオプローブ 丸柄 #5	4,800円
09575	ペリオプローブ チタン製 #5	5,850円
09202	ペリオプローブ 分岐部用	4,750円
09224	エキスプローラー 両頭 #11-12	2,300円

コードNo.	品名	標準価格
33301	スケーラー est2 サクラ #H6/H7	6,400円
09412	スケーラー Slim #2	5,200円
33330	スケーラー est2 Slim #前歯用	4,800円

コードNo.	品名	標準価格
33016	Gキュレット est2 サクラ H #G11-12	6,400円
33017	Gキュレット est2 サクラ H #G13-14	6,400円
33026	Gキュレット est2 サクラ S #G11-12	6,400円
33027	Gキュレット est2 サクラ S #G13-14	6,400円
33036	Gキュレット est2 サクラ ミニ #G11-12	6,400円
33037	Gキュレット est2 サクラ ミニ #G13-14	6,400円

コードNo.	品名	標準価格
09229	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12	4,800円
09246	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #11-12	4,800円
09247	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #13-14	4,800円

コードNo.	品名	標準価格
09230	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12 矽ノ製	6,600円



デブライドメント用
Gキュレット 丸柄 #11-12



デブライドメント用
インスツルメント #11-12 チタン製

医療機器届出番号 11B1X1000664D003 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ
医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント
医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用スケーラー
医療機器届出番号 11B1X1000662D110 一般的名称 歯周周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D202 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー
医療機器届出番号 11B1X1000662D210 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est
医療機器届出番号 11B1X1000662D108 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット est



川崎 律子 歯科衛生士
長谷川歯科医院



コードNo.	品名	標準価格
09505	ペリオプローブ 丸柄 #5	4,800円
09230	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12 ㊦製	6,600円
33061	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G1-2	5,800円
33064	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G7-8	5,800円
33303	スケーラー est2 カラフィー #H6/H7	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
33051	Gキュレット est2 カラフィー S #G1-2	5,800円
33163	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G5-6	5,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
33058	Gキュレット est2 カラフィー S #G15-16	5,800円
33059	Gキュレット est2 カラフィー S #G17-18	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



ペリオプローブ #5



小林 明子 歯科衛生士
小林歯科医院 歯周病基本治療研究会



コードNo.	品名	標準価格
33163	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G5-6	5,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
33063	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G5-6	5,800円
33066	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G11-12	5,800円
33067	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G13-14	5,800円
33302	スケーラー est2 カラフィー #H5/33	5,800円
33330	スケーラー est2 Slim #前歯用	4,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



塩浦 有紀 歯科衛生士
熊谷歯科医院 歯周病基本治療研究会



コードNo.	品名	標準価格
09230	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12 ㊦製	6,600円
33163	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G5-6	5,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
33048	Gキュレット est2 カラフィー H #G15-16	5,800円
33061	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G1-2	5,800円
33066	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G11-12	5,800円
33067	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G13-14	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



萬田 久美子 歯科衛生士
THINK DENT 代表



コードNo.	品名	標準価格
09557	ペリオプローブ #6	4,400円
09551	ペリオプローブ WHO	4,400円
09202	ペリオプローブ 分岐部用	4,750円
09227	デブライドメント用 スケーラー # 11-12	4,400円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
33049	Gキュレット est2 カラフィー H #G17-18	5,800円
33126	Gキュレット est2 TOIRO ミニ #G11-12	5,400円
33127	Gキュレット est2 TOIRO ミニ #G13-14	5,400円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円

医療機器届出番号 11B1X1000664D003 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ
医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント
医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー
医療機器届出番号 11B1X1000662D110 一般的名称 歯周周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D210 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est
医療機器届出番号 11B1X1000662D108 一般的名称 歯周周用キュレット 販売名 Gキュレット est



デブライドメント用
Gキュレット #11-12



デブライドメント用
スケーラー #11-12



ペリオプローブ WHO



佐藤 昌美 歯科衛生士
医療法人社団池田歯科クリニック

歯周基本治療



コードNo.	品名	標準価格
09550	ペリオプローブ #2	4,400円
09202	ペリオプローブ 分岐部用	4,750円
01208	エキスプローラー 両頭 #8	1,980円
33303	スケーラー est2 カラフィー #H6/H7	5,800円
09470	ダイヤモンドスケーラー ファーケーション用	14,000円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
33043	Gキュレット est2 カラフィー H #G5-6	5,800円
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
33048	Gキュレット est2 カラフィー H #G15-16	5,800円
33063	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G5-6	5,800円
33066	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G11-12	5,800円
33067	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G13-14	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円

SPT 期 メインテナンス期



コードNo.	品名	標準価格
09550	ペリオプローブ #2	4,400円
01208	エキスプローラー 両頭 #8	1,980円
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
09226	デブライドメント用インスツルメント #11-12 折製	5,800円
09227	デブライドメント用 スケーラー #11-12	4,400円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
09243	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #5-6	4,800円
09244	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #7-8	4,800円
09246	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #11-12	4,800円
09247	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #13-14	4,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



ダイヤモンドスケーラー
ファーケーション用

デブライドメント用
Gキュレット 丸柄 #11-12

医療機器届出番号 11B1X1000664D003 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ
医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント
医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー
医療機器届出番号 11B1X1000662D110 一般的名称 歯周周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D210 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 スケーラー est
医療機器届出番号 11B1X1000662D108 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット est
医療機器届出番号 11B1X1000662D209 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 ダイヤモンドスケーラー ファーケーション用
医療機器届出番号 11B1X1000664D102 一般的名称 歯科用探針 販売名 エキスプローラー



鈴木 歩 歯科衛生士
BRISTO DENTAL CLINIC 副院長

歯周基本治療



コードNo.	品名	標準価格
33164	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G7-8	5,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
33121	Gキュレット est2 TOIRO ミニ #G1-2	5,400円
33124	Gキュレット est2 TOIRO ミニ #G7-8	5,400円
33126	Gキュレット est2 TOIRO ミニ #G11-12	5,400円
33127	Gキュレット est2 TOIRO ミニ #G13-14	5,400円
24004	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円

SPT 期 メインテナンス期



コードNo.	品名	標準価格
09229	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12	4,800円
09227	デブライドメント用 スケーラー #11-12	4,400円
09243	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #5-6	4,800円
09244	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #7-8	4,800円
09246	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #11-12	4,800円
09247	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #13-14	4,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



デブライドメント用
Gキュレット 丸柄 #11-12



谷山 香織 歯科衛生士
クレア フリーランス



コードNo.	品名	標準価格
09224	エキスプローラー 両頭 #11-12	2,300円
33043	Gキュレット est2 カラフィー H #G5-6	5,800円
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



平 早由加 歯科衛生士
team flat 代表 フリーランス

基本治療セット



コードNo.	品名	標準価格
09505	ペリオプローブ 丸柄 #5	4,800円
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
33303	スケーラー est2 カラフィー #H6/H7	5,800円
33321	スケーラー est2 カラフィー #204SD	5,800円
10201	P-Aハンドル	3,200円
23053	スケーラー ポイント式#2S舌側用 3入	4,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円

症例に応じて組み合わせ



コードNo.	品名	標準価格
09226	デブライドメント用インスツルメント #11-12 チタン製	5,800円
01031	エキスポローラー 片頭 #3A	2,000円
33163	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G5-6	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
33056	Gキュレット est2 カラフィー S #G11-12	5,800円
33057	Gキュレット est2 カラフィー S #G13-14	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



高山 景子 歯科衛生士
広島すとう歯科・歯周病クリニック 副院長



コードNo.	品名	標準価格
09224	エキスポローラー 両頭 #11-12	2,300円
33301	スケーラー est2 サクラ #H6/H7	6,400円
33043	Gキュレット est2 カラフィー H #G5-6	5,800円
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
33049	Gキュレット est2 カラフィー H #G17-18	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円

医療機器届出番号 11B1X1000664D003 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ
医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント
医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用スケーラ
医療機器届出番号 11B1X1000662D110 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D210 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est
医療機器届出番号 11B1X1000662D108 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット est
医療機器届出番号 11B1X1000634D003 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル
医療機器届出番号 11B1X1000662D204 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー ポイント式
医療機器届出番号 11B1X1000664D102 一般的名称 歯科用探針 販売名 エキスポローラー



塚田 智子 歯科衛生士
あおいデンタルクリニック



コードNo.	品名	標準価格
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
33043	Gキュレット est2 カラフィー H #G5-6	5,800円
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
33049	Gキュレット est2 カラフィー H #G17-18	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



コードNo.	品名	標準価格
33163	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G5-6	5,800円
33164	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G7-8	5,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



延田 万理 歯科衛生士
歯科・林 美穂医院



コードNo.	品名	標準価格
09505	ペリオプローブ 丸柄 #5	4,800円
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
33330	スケーラー est2 Slim #前歯用	4,800円
33066	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G11-12	5,800円
33067	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G13-14	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
33043	Gキュレット est2 カラフィー H #G5-6	5,800円
33044	Gキュレット est2 カラフィー H #G7-8	5,800円
33046	Gキュレット est2 カラフィー H #G11-12	5,800円
33047	Gキュレット est2 カラフィー H #G13-14	5,800円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



スケーラー est2 Slim #前歯用



デブライドメント用
Gキュレット丸柄 #11-12



デブライドメント用
インスツルメント #11-12 チタン製

波多野 映子 歯科衛生士
古畑歯科医院

歯周基本治療



コードNo.	品名	標準価格
09557	ペリオプローブ #6	4,400円
09224	エキスプローラー 両頭 #11-12	2,300円
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
33301	スケーラー est2 サクラ #H6/H7	6,400円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円

コードNo.	品名	標準価格
33023	Gキュレット est2 サクラ S #G5-6	6,400円
33026	Gキュレット est2 サクラ S #G11-12	6,400円
33027	Gキュレット est2 サクラ S #G13-14	6,400円
33028	Gキュレット est2 サクラ S #G15-16	6,400円
33029	Gキュレット est2 サクラ S #G17-18	6,400円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円

メインテナンス



コードNo.	品名	標準価格
09557	ペリオプローブ #6	4,400円
09224	エキスプローラー 両頭 #11-12	2,300円
09225	デブライドメント用インスツルメント #11-12	4,000円
09227	デブライドメント用 スケーラー #11-12	4,400円
09243	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #5-6	4,800円
09244	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #7-8	4,800円
09246	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #11-12	4,800円
09247	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #13-14	4,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円

別管理



コードNo.	品名	標準価格
33021	Gキュレット est2 サクラ S #G1-2	6,400円
33024	Gキュレット est2 サクラ S #G7-8	6,400円



デブライドメント用インスツルメント #11-12

医療機器届出番号 11B1X1000664D003 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ
医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント
医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー
医療機器届出番号 11B1X1000662D110 一般的名称 歯周周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D210 一般的名称 歯科用スケラ 販売名 スケーラー est
医療機器届出番号 11B1X1000662D108 一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット est
医療機器届出番号 11B1X1000664D102 一般的名称 歯科用探針 販売名 エキスプローラー



林 智恵子 歯科衛生士
ネクスト・デンタル



コードNo.	品名	標準価格
33093	Gキュレット est2 丸柄 ミニ #G5-6	4,800円
33096	Gキュレット est2 丸柄 ミニ #G11-12	4,800円
33097	Gキュレット est2 丸柄 ミニ #G13-14	4,800円
33038	Gキュレット est2 サクラ ミニ #G15-16	6,400円
33019	Gキュレット est2 サクラ H #G17-18	6,400円
24009	洗浄滅菌カセット タイプB	2,420円



コードNo.	品名	標準価格
09550	ペリオプローブ #2	4,400円
09230	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12 特殊製	6,600円
33330	スケーラー est2 Slim #前歯用	4,800円
09244	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #7-8	4,800円
09246	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #11-12	4,800円
09247	デブライドメント用Gキュレット 丸柄 #13-14	4,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



ペリオプローブ #2



デブライドメント用
Gキュレット 丸柄 #7-8



横田 美保 歯科衛生士
本多歯科医院



コードNo.	品名	標準価格
09558	ペリオプローブ #7	4,400円
09229	デブライドメント用インスツルメント 丸柄 #11-12	4,800円
33166	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G11-12	5,800円
33167	Gキュレット est2 カラフィー Slim #G13-14	5,800円
33049	Gキュレット est2 カラフィー H #G17-18	5,800円
33066	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G11-12	5,800円
33067	Gキュレット est2 カラフィー ミニ #G13-14	5,800円
33321	スケーラー est2 カラフィー #204SD	5,800円
24004	洗浄滅菌カセット タイプA	2,700円



ペリオプローブ #7



スケーラー est2 カラフィー
#204SD



デブライドメント用
インスツルメント #11-12

注文書

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
Gキュレット est2 サクラ	Hard	#G1-2	33011	¥6,400	
		#G3-4	33012		
		#G5-6	33013		
		#G7-8	33014		
		#G9-10	33015		
		#G11-12	33016		
		#G13-14	33017		
		#G15-16	33018		
		#G17-18	33019		
	Soft	#G1-2	33021	¥6,400	
		#G3-4	33022		
		#G5-6	33023		
		#G7-8	33024		
		#G9-10	33025		
		#G11-12	33026		
		#G13-14	33027		
		#G15-16	33028		
		#G17-18	33029		
	Mini	#G1-2	33031	¥6,400	
		#G3-4	33032		
		#G5-6	33033		
		#G7-8	33034		
		#G11-12	33036		
		#G13-14	33037		
スケーラーest2 サクラ		#H5/33	33300	¥6,400	
		#H6/H7	33301		
		#204SD	33320		

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
Gキュレット est2 カラフィー	Hard	#G1-2	33041	¥5,800	
		#G3-4	33042		
		#G5-6	33043		
		#G7-8	33044		
		#G9-10	33045		
		#G11-12	33046		
		#G13-14	33047		
		#G15-16	33048		
		#G17-18	33049		
	Soft	#G1-2	33051	¥5,800	
		#G3-4	33052		
		#G5-6	33053		
		#G7-8	33054		
		#G9-10	33055		
		#G11-12	33056		
		#G13-14	33057		
		#G15-16	33058		
		#G17-18	33059		
	Slim	#G5-6	33163	¥5,800	
		#G7-8	33164		
		#G11-12	33166		
		#G13-14	33167		
	Mini	#G1-2	33061	¥5,800	
		#G3-4	33062		
		#G5-6	33063		
		#G7-8	33064		
		#G11-12	33066		
		#G13-14	33067		
		#G15-16	33068		
スケーラーest2 カラフィー		#H5/33	33302	¥5,800	
		#H6/H7	33303		
		#204SD	33321		

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
Gキュレット est2 丸柄	Hard	#G1-2	33071	¥4,800	
		#G5-6	33073		
		#G7-8	33074		
		#G11-12	33076		
		#G13-14	33077		
	Soft	#G1-2	33081	¥4,800	
		#G5-6	33083		
		#G7-8	33084		
		#G11-12	33086		
		#G13-14	33087		
	Mini	#G1-2	33091	¥4,800	
		#G5-6	33093		
		#G7-8	33094		
		#G11-12	33096		
#G13-14		33097			
スケーラーest2 丸柄		#H5/33	33308	¥4,800	
		#H6/H7	33309		
		#204SD	33322		

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
Gキュレット est2 TOIRO	Hard	#G1-2	33101	¥5,400	
		#G5-6	33103		
		#G7-8	33104		
		#G11-12	33106		
		#G13-14	33107		
	Soft	#G1-2	33111	¥5,400	
		#G5-6	33113		
		#G7-8	33114		
		#G11-12	33116		
		#G13-14	33117		
	Mini	#G1-2	33121	¥5,400	
		#G5-6	33123		
		#G7-8	33124		
		#G11-12	33126		
#G13-14		33127			
スケーラーest2 TOIRO		#H5/33	33304	¥5,400	
		#H6/H7	33305		
		#204SD	33323		

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
Gキュレット est2 角柄	Hard	#G1-2	33131	¥4,800	
		#G3-4	33132		
		#G5-6	33133		
		#G7-8	33134		
		#G9-10	33135		
		#G11-12	33136		
		#G13-14	33137		
		#G15-16	33138		
		#G17-18	33139		
	Soft	#G1-2	33141	¥4,800	
		#G3-4	33142		
		#G5-6	33143		
		#G7-8	33144		
		#G9-10	33145		
		#G11-12	33146		
		#G13-14	33147		
		#G15-16	33148		
		#G17-18	33149		
	Mini	#G1-2	33151	¥4,800	
		#G3-4	33152		
		#G5-6	33153		
		#G7-8	33154		
		#G11-12	33156		
		#G13-14	33157		
		#G15-16	33158		
スケーラーest2 角柄		#H5/33	33310	¥4,800	
		#H6/H7	33311		
		#204SD	33324		

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
デブライドメント用 Gキュレット		#G5-6	09243	¥4,800	
		#G7-8	09244		
		#G11-12	09246		
		#G13-14	09247		
デブライドメント用スケーラー		#G11-12	09227	¥4,400	

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
デブライドメント用 インスツルメント	丸柄	#G11-12	09225	¥4,000	
		#G11-12チタン製	09226	¥5,800	
		#G11-12	09229	¥4,800	
		#G11-12チタン製	09230	¥6,600	

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
ペリオプローブ		#1	09510	¥4,400	
		#2	09550		
		#4	09554		
		#5	09555		
		矽製 #5	09575	¥5,850	
		#6	09557	¥4,400	
		#7	09558		
		WHO	09551		
		CPITN-C	09552		
		WHO (ウルトラ)	09556	¥4,800	
		分岐部用	09202	¥4,750	
ペリオプローブ 丸柄		#4	09504	¥4,800	
		#5	09505		
		#6	09506		

商品名		規格	コードNo.	標準価格	数量
エキスプローラー 両頭		#G11-12	09224	¥2,300	